Medisorb G+A Steriles Hydrogel mit Alginat zum Ausfüllen von Wunden

Medisorb G + A ist ein steriles, amorphes Hydrogel mit Alginatzusatz, das zur sanften Hydratisierung von trockenem nekrotischem Gewebe bestimmt ist. Das Produkt erleichtert das autolytische Debridement und hat gleichzeitig die Fähigkeit, Schorf und Exsudat zu lösen und zu absorbieren. Es kann auch verwendet werden, um in den späteren Stadien der Wundheilung ein optimales feuchtes Milieu zu schaffen.

Medisorb G+A wird als steriles Einwegprodukt geliefert.

Wirkung

Bei trockenen Wunden: Medisorb G+A wandelt das Wundmilieu von trocken zu feucht um (Hydrogel-Effekt). Trockenes Gewebe absorbiert das im Verband enthaltene Wasser, wodurch die Autolyse (enzymatischer Abbau) von nekrotischem Gewebe initiiert und gefördert wird.

Bei exsudierenden Wunden: Die in Medisorb G+A enthaltenen Hydrokolloide werden aktiviert, was zur Absorption von überschüssiger Flüssigkeit und zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts im Wundbett führt (Hydrokolloideffekt).

Polyolfunktion: Das Gel enthält Polyol, das als Feuchthaltemittel wirkt, das Austrocknen des Gels verhindert und dessen Anwendungseigenschaften verbessert.

Indikationen

Medisorb G+A ist in erster Linie für die Behandlung von Wunden mit trockenem oder schorfigem nekrotischem Gewebe vorgesehen, wie z. B. Beingeschwüren, Druckgeschwüren und nicht infizierten diabetischen Fußgeschwüren. Medisorb G+A kann auch bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades angewendet werden. Das Gel kann während des gesamten Heilungsprozesses verwendet werden, um eine feuchte Umgebung in allen Arten von Wunden zu schaffen, mit Ausnahme derjenigen, die im Abschnitt „Kontraindikationen“ der Gebrauchsanleitung aufgeführt sind.

Anwendungshinweise

Verwenden Sie das Produkt streng gemäß den Anweisungen in der Packungsbeilage und unter Aufsicht einer Ärztin oder eines Arztes oder eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin, die für eine aseptische Anwendung des Verbands sorgen. Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung. Es ist ein sekundärer Verbandschutz erforderlich.

Zusätzliche Hinweise

Reinigungseffekt (Debridement): Spült nekrotisches Gewebe und fördert die autolytische Reinigung.

Entschlackungseffekt: Absorbiert Wundschorf und Exsudat, ohne das empfindliche Granulationsgewebe zu beschädigen.

Schaffung einer feuchten Heilungsumgebung: Bietet optimale Bedingungen, die den Heilungsprozess unterstützen, das Risiko von Narbenbildung verringern und zur Schmerzlinderung beitragen.

Stabilität und Vorbeugung von Mazeration: Die viskose Konsistenz sorgt dafür, dass das Gel an Ort und Stelle bleibt. Selbst nach der Absorption von abgestorbenem Gewebe und Exsudat behält das Gel seine Kohäsivität und verhindert so ein Auslaufen und eine Mazeration der Haut um die Wunde herum.

Leichte Entfernung: Dank seiner hohen Kohäsivität lässt sich das Gel auch nach der Absorption von Ablagerungen und Exsudat leicht entfernen.

Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie gegen das Gel, bei Verbrennungen dritten Grades oder wenn die Verpackung beschädigt ist oder zuvor geöffnet wurde.

Verfügbare Größen

15g – 1 Stück

Vertreiber

TZMO SA

Hersteller

Pharmaplast S.A.E., Egypt





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle GMED SAS zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 0459

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026