



Abdecktücher · OP-Sets · Zubehöre

Matodrape ■ ■

Krankenhausinfektionen (Nosokomiale Infektionen) stellen nach wie vor ein Problem für viele medizinische Einrichtungen dar. Aufgrund der Vielzahl der Quellen, und Wegen von Infektionen, ist es schwer sie gänzlich zu eliminieren. Nichtsdestotrotz soll alles Mögliche getan werden um die Anzahl der Infektionen zu mindern. So werden die Anwender und die Patienten geschützt und die Ausgaben für die Behandlung eventueller Komplikationen können reduziert werden.

Eine der Präventionsmethoden nosokomialer Infektionen ist die Einführung des Infektionsprophylaxe-Systems, bei dem Einweg-Barrierematerialien und OP-Sets mit folgenden Eigenschaften angewendet werden:

- Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitspenetration (Wasser, Blut, Körperflüssigkeiten). Somit sind sie auch für Keime undurchlässig
- Absorptionsvermögen – nehmen Flüssigkeiten und Sekrete auf und verhindern ihr Abfließen vom Abdecktuch sowie das Durchdringen oder Flüssigkeitsundurchlässigkeit – nehmen Flüssigkeiten und Sekrete nicht auf und ermöglichen somit deren Sammlung in den dafür bestimmten Auffangbeuteln
- Isolierung der endogenen Infektionsquellen
- sichere und genaue Abdeckung jedes OP-Umfeldes dank den speziellen medizinischen Klebestreifen und großer Formen- und Größenvielfalt des Abdeckungsmaterials
- antistatisch
- Geschmeidigkeit, Elastizität und hohe Festigkeit der verwendeten Stoffe erleichtern das Abdecken
- keine Partikelfreisetzung – keine Teilchen, die möglicherweise Bakterien transportieren oder als Fremdkörper die Wundheilung stören, einfache Anwendung und Lagerung

Matodrape Einweg-OP-Abdeckungen und OP-Sets bringen auch andere Vorteile mit sich:

- Kostenreduzierung – keine zusätzlichen Kosten für das Waschen, Bügeln, Reparatur und Sterilisierung,
- Zeitersparnis – anwenderfreundliche Produkte verkürzen die OP-Vorbereitungszeiten,
- Anwendungskomfort – Entlastung für das medizinische Personal.

Die Forschungsergebnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deuten darauf hin, dass bei der Anwendung einer wirksamen OP-Abdeckung das Infektionsrisiko um 50% senkt.



Abdecktücher • OP-Sets • Zubehöre

Sicherheit und Qualität der Medizinprodukte

Gemäß den gültigen EU-Richtlinien ist der Hersteller für die Sicherheit und Qualität der Medizinprodukte verantwortlich. Die Anforderungen werden in folgenden Rechtsnormen festgelegt:

- Richtlinie 92/59/EEC über die allgemeine Produktsicherheit
- Richtlinie 93/42/EEC über Medizinprodukte
- Medizinproduktegesetz (MPG) vom 20. Mai 2010
- PN EN 13795
- PN EN 980.

Die Qualität unserer medizinischen Produkte wird durch entsprechende Zertifikate bestätigt. Alle Produkte in der Matodrape-Gruppe besitzen die CE-Markierung übertreffen alle Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC und des Medizinproduktegesetzes. Die Produkte haben die aktuelle Qualitätssicherung – ein Dokument, wo der Hersteller mit dem Qualitätssicherungszertifikat garantiert, dass sein Produkt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC und des Medizinproduktegesetzes erfüllt. Es ist obligatorisch die Rechtsanforderungen von dem Hersteller zu erfüllen.

Die Einführung der Richtlinien und Anforderungen an die Hersteller von OP-Abdeckungen und OP-Sets bringen greifbare Vorteile sowohl für Ihre Patienten als auch für Ihr Personal. Deren Erfüllung garantiert dem Patienten und dem Anwender die neusten Standards und sichere Produkte auf hohem Qualitätsniveau.

TAG-Etikett

Um die Arbeit des medizinischem Personals zu erleichtern und die Sicherheit des Patienten zu erhöhen wurden vierteilige Zählkarte TAG geschaffen.



Die Etiketten auf Matodrape-Produkten bestehen sich aus drei Teilen:

I. BASISTEIL MIT DEN INFORMATIONEN ÜBER:


- 1 Produktname
- 2 Bestandteile
- 3 zusätzliche Information
- 4 ausländische Registration
- 5 Artikel-Nummer

II. ZWEI AUFKLEBER MIT FOLGENDEN INFORMATIONEN:

- 1 Artikel-Nummer
- 2 LOT-Nummer
- 3 Verbrauchsdatum
- 4 Hersteller-Identifizierung



products marked with this symbol contain no latex and can be safely used in a latex-free environment



Die zwei Aufkleber, die ohne die Struktur des Labels zu zerstören, abgemacht werden können und dann direkt in der Dokumentation des OP-Raums und des Patienten angebracht werden.



Abdecktücher • OP-Sets • Zubehör

Rohstoffe

Alle Vliesstoffe und Lamine, die zur Produktion von Matodrape-Abdecktüchern, Abdecktücher-Sets, OP-Sets und Zubehör verwandt werden, übertreffen die Anforderungen der Norm EN 13795 betitelt: „Operationsabdecktücher, -mäntel und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für Patienten, Klinikpersonal und Geräte“ und dadurch versichern volle Anwendungssicherheit. Verschiedenen Materialeigenschaften ermöglichen die entsprechende Auswahl des Produkts:

TMS

Vliesstoff stellt eine perfekte Barriere für Staub, Haare und abgeschuppte Hautpartikel dar; charakterisiert sich mit erheblicher Widerstandsfähigkeit,



FB

reißfestes Laminat; stellt gute Barriere für Flüssigkeiten dar; schützt gegen biologische Faktoren; die Sauschicht ermöglicht gutes Flüssigkeitsaufnahme,



TF

Textillaminat mit hoher Reißfestigkeit; stellt komplette Barriere gegen Flüssigkeiten dar; schützt sehr gut vor biologischen Faktoren,



BLUE SPECIAL

Textillaminat mit hoher Reißfestigkeit; antistatisch; absolut flüssigkeitsdicht; bildet eine komplette Barriere gegen biologische Faktoren; gute Flüssigkeitsaufnahme dank einer sanften Saugschicht,



BLUE COMFORT

Textillaminat mit hoher Reißfestigkeit; antistatisch; absolut flüssigkeitsdicht; bildet eine komplette Barriere gegen biologische Faktoren; die saugfähige obere Schicht bildet eine dreidimensionale Struktur (Orange-Skin), die im OP-Feld anfallende Flüssigkeiten in sich bindet. Zusätzlich verbessert die Drapierung sichtlich die Anpassung des Tuches an den Körper. Durch seine textilähnliche Struktur bietet die unterste Schicht dem Anwender zusätzliche Stabilität und dem Patienten Komfort.



Inzisionsfolie

Die in Matodrape-Abdecktüchern angewandten Inzisionsfolien dienen der sterilen Abdeckung des direkten OP-Gebietes und so verringern die Infektionsgefahr. Zusätzlich werden sie zur Fixierung von OP-Abdecktüchern benutzt.

Zusätzliche Elemente

Als eine Ergänzung zum Matodrape-Angebot bieten wir zusätzliche Elemente wie Medizin-Fixierklebestreifen, Taschen und Beutel für Flüssigkeiten, Abdeckungen, Instrumententischbezüge in Beutelform, die nach der OP als Müllbeutel benutzt werden, und viele andere, die die Vorbereitung des OP-Saales erleichtern und beschleunigen.

Matodrape

SICHERHEIT:

- die angewandten Vliesstoffe und Lamine garantieren Wasserdichtheit sogar bei hohem Druck, und gewähren somit Hindernisse für Mikroorganismen
- geformte Oberfläche garantiert hohe Aufnahmefähigkeiten
- die angewandten medizinischen Befestigungsbänder bedeuten komplette Isolation des Operationsfelds

KOMFORT:

- weiche Vliesstoffe garantieren gute Formbarkeit
- über 90 OP-Sets und 150 Abdecktuch-Arten sichern ein komplexes Angebot
- beim Kauf von sterilen medizinischen Erzeugnissen haftet der Hersteller für deren Sterilität
- zwei selbstklebende TAG-Etiketten erlauben eine schnelle und einfache Ergänzung der Dokumentation

SPARSAMKEIT:

- schnelle Vorbereitung des OP-Saals für einen Eingriff bedeutet mehr effektive Nutzung des OP-Blocks
- Entzündungsvermeidung bedeutet keine zusätzliche Kosten für Antibiotikatherapie und Krankenhausaufenthalt
- Kauf von fertigen sterilen OP-Sets bedeutet eine rationalisierte Organisation der Krankenhausarbeit



ALLGEMEINE CHIRURGIE



FRAUENHEILKUNDE
UND GEBURTSHILFE



HERZCHIRURGIE
UND TORAXCHIRURGIE



NEUROCHIRURGIE



ORTHOPÄDIE



AUGENHEILKUNDE



UROLOGIE



TZMO SA

www.tzmo-global.com
export@tzmo.com.pl

Matopat - mit Erfahrung in die Zukunft

Marke Matopat ist eine der Hauptmarken der TZMO Unternehmensgruppe. Das Unternehmen TZMO (Thoruner Betriebe für Verbandstoffe) wurde 1951 gegründet und wir blicken stolz auf 60 Jahre Erfahrung und Entwicklung, von denen unsere Kunden und Partner stets profitieren können.

Matopat bietet neben zahlreichen medizinischen Produkten für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, OP-Sälen, Behandlungsräumen etc. auch endverbrauchernahe Artikel wie Pflaster, Verbände oder Binden an. Unser breites Sortiment umfasst heute über 10 000 Produkte.

Als Hersteller von medizinischen Produkten legen höchste Maßstäbe an die Verlässlichkeit unserer Leistungen. Die Qualitätssicherung ist ein fester Bestandteil aller Herstellungsetappen. Hochqualifizierte Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle und Technologie stellen sicher, dass die eingekauften Rohstoffe und Endprodukte die strengen Qualitätsanforderungen der EU erfüllen.

Unsere Produktionsanlagen sowie der Ausbildungsniveau des Personals werden dabei ständig den neuesten Entwicklungstendenzen angepasst.