


SYMBOL	BEDEUTUNG
	CE mit Nummer - Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen
	Medizinprodukt <i>Medical Device</i>
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Referenznummer des Produkts
	Produkt steril; mit Dampf sterilisiert
	Produkt steril; mit Ethylenoxid sterilisiert
	Produkt steril; durch Bestrahlung sterilisiert
	Produkt steril; viele Sterilisierungsmethoden können verwendet werden
	Produkt unsteril
	Chargenbezeichnung
	verwendbar bis
	nicht zur Wiederverwendung
	nicht wiedersterilisieren
	Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	einzelner Patient – mehrfach anwendbar
	Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
	Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
	vor Sonnenlicht schützen
	vor Feuchtigkeit schützen
	Temperaturbereich bei Lagerung
	Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk
	latexfreies Produkt

	Produkt bietet Schutz gegen Mikroorganismen (auf Handschuhen)
	Produkt bietet begrenzten Schutz gegen chemische Stoffe (auf Handschuhen)
	Achtung, bitte Gebrauchsanleitung beachten
	Feuchtigkeitslimitierung bei Lagerung
	"Grüner Punkt" bedeutet, dass der Hersteller des Produkts zu den Kosten der Verwertung und Recycling trägt
	Informationen über den Rohstoff der Verpackung
	nach dem Gebrauch wegwerfen
	nichtpyrogener Produkt
	Handwäsche
	Waschtemperatur
	Tropfnass trocknen
	nicht bügeln
	Bleichen nicht erlaubt
	nicht chemisch reinigen
	Trommeltrocknen normal
	Bleichen nicht erlaubt
	Öffnungsrichtung
	diese Seite oben - zeigt die Ausrichtung des Produktes während des Transportes
	vorsichtig behandeln
	Qualitätskontrolle
	Registrierungsnummer für Ukraine - erzählt, wenn das Produkt registriert wurde
	Registrierungsnummer für Russland - erzählt, wenn das Produkt registriert wurde

Per. № ФСЗ 2012/12667
от 22.08.2012 г.