















PIKTOGRAMME AUF MATOPAT-ETIKETTEN

Prinzip des Lesens der Piktogramme - Produktparameter in einer Zeile:



Beschreibung der einzelnen Produktparameter:

Piktogramm	Erklärung	Piktogramm	Erklärung
Menge		Art des Produkts	
1 (2 x 10)	1 Stück gebunden: 2 x 10 Stück		Vliesabdecktuch: mit Klebestreifen, mit Öffnung T-förmiges Abdecktuch mit Öffnung, für Ophthalmologie, für Angiographie für Urologie mit U-förmigem Ausschnitt für Laparoskopie, für Kraniotomie, für Zystoskopie Vertikal-Abdecktuch, Instrumententischbezug OP-Tischabdecktuch, Fünfkammertasche Seni Soft Saugunterlage, Replantatbeutel Flüssigkeitsauffangbeutel, Klebestreifen / Klettband
Art des Produkts			
	Kompresse, Kompressen mit Y- oder O-Einschnitt Neurokomresse Tupfer: Kugel, Bohne, Federball, Dreieck, Hütchen, Erbse, Paprika Tupfer für Laryngologie Bauchtuch mit Schlaufe, Tamponadebinde Absorgyn-Wöchnerinnenvorlagen Absorba: Saugkomresse, Saugkomresse mit erhöhter Saugfähigkeit, Tamponade, Tampon aus Watte und Mull Absorba: Augenkomresse, Nasenkomresse Tubula-Unterzugärmel, Binde mit Klammer, Matosoft-Polsterwattebinde Wundverschlussstreifen, Klebestreifen mit Perforation, Stauschlauch Klebestreifen auf Spule, Medisorb F		

Piktogramm	Erklärung	Piktogramm	Erklärung
Art des Produkts		Art des Produkts	
	Handtücher, Vliesverband, Fixopore S, Fixopore S Augenverband, Verbände aus Folie-Vliesstoff, Kanülenfixierverband		Klinge Nr. 10, Nr. 11, Nr. 15 Klinge Nr. 20, Nr. 24
	Beinbezug, Bezug aus Vliesstoff, Armbezug aus Vliesstoff, Abdeckung für Lampengriff		Messer, Skalpell Sicherheits-Skalpel
	runde Geräte-Abdeckung, rechteckige Geräte-Abdeckung, C-Bogen-Abdeckung, Kamera-Kabelbezug aus Folie Camera Cover		Kunststoffpinzette, Nabelschnurklemme, chirurgische Pinzette
	OP-Mantel: Standard, Perfect, Vorderschürze, Armschürzer, Überziehschuhe mit Schlaufen, Mütze		Spritze, Nadel, Abfluss
			Kanüle für Hydrodelineation 0,5 x 22 mm, Kanüle mit polierter Spitze 06 x 22 mm, Spülkanüle kniegebogen
	Schwesterhaube, OP-Haube, OP-Haube mit Schweißband, OP-Haube mit Schlaufen		Foley-Katheter, Urinbeutel, Replantatbeutel
	Untersuchungshandschuhe, OP-Handschuhe, Gesichtsmaske mit Schlaufen, Gesichtsmaske mit Gummiband		chirurgisches Nahtmaterial, Verlängerungskabel, Dreiwegehahn mit Schlauch
	rechteckiger Behälter, runder Behälter, Schale		Transfusionsgeräte, Venflon, Rückschlagventil
	Zweikammer-, Dreikammerbehälter, Nierenschale		Redon-Flasche, Monopolarer Elektrodengriff, Codan-Schlauch
	Dreikammerbehälter, Behälter 2500ml, Klingebox, Nadelbox		Scalpfix-Magazine, Dreiwegehahn
	Schaumstoffwischer, Abstrichtupfer, Mundspatel		Barraquer, Barraquer mit geschlossenen Drahtklingen, Tuchklemme, Neurosorb
	Augenspeere, Schere mit Kunststoffgriff scharf-stumpf, Littauer-Schere		Introcan safety
	Schere: scharf-stumpf, scharf-scharf, Episiotomie-Schere		Marker, Maßband zum Messen eines Neugeborenen, Reiniger zum Koagulieren
	Scheren, Nabelschnurschere, Klemme		3-Wege-Infusionsverteiler
	Kunststoffklemme, Kocher-Klemme, Nadelhalter		
	Halsted Mosquito-Klemme, Pean-Klemme gerade, Backhaus-Klemme		
	Nabelklemmen-Öffnungszange, Klammerentferner		

Piktogramm	Erklärung	Piktogramm	Erklärung
Symbole			
13,17, 20  30 g/m² , 40 g/m²    4 ≡ SMS, BP, L2, L3, TF, FB, PE   powder-free powdered	Fadenzahl bei Verbandmull Flächengewicht des Vliesstoffs Verbandmull mit RK, Vliesstoff mit RK Anzahl der Lagen für Mull-/Vliesstoffprodukte Symbole von Vliesstoff und Folie Latex-Inhalt, Pulver-Inhalt		
Größe			
320x180 (Ø8) 1 m x 2 cm 200 ml nr 11 CH14 70cm M, L, XL, XXL 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 XS, S, M, L, XL	320 cm x 180 cm, Öffnungsdurchmesser 8 cm (gleiche Maßeinheiten) 1 m x 2 cm (verschiedene Maßeinheiten) Fassungsvermögen 200 ml Nummerierung auf den Klingen verwendet Art und Länge des Abflusses Größen der OP-Mäntel Größen der OP-Handschuhe Größen der Untersuchungshandschuhe		