



Mehrweg-Bettwäsche

Bettwäsche muss, als Grundausstattung von Krankenhäusern, Hotels und anderen Einrichtungen, im Hinblick auf die ständige Rotation von sehr hoher Qualität sein.



Die Materialien unserer Bettwäsche sind dank langjähriger Erfahrung mit Sorgfalt und Präzision gefertigt und
folgen den höchsten Qualitätsstandards.

Wir stellen die Stoffe von Grund auf her, vom Garn selbst. Somit stehen die ausgewählten Rohstoffe von Anfang an unter unserem wachsamen Auge der Qualitätskontrolle. Wir sorgen dafür, dass unsere Bettwäschestoffe nicht nur
sehr gute Haltbarkeitsparameter aufweisen, sondern auch schön aussehen und den Patient:innen Komfort bieten.

Die Stoffe, aus denen die Bettwäsche hergestellt wird, **besitzen Zertifikate zur Bestätigung der Konformität mit Textilnormen** im Bereich Gesundheitsschutz sowie das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat.

Bettwäsche

mit dauerhaft
bakteriostatischen
Eigenschaften




- hemmt die Aktivität und Vermehrung von Staphylococcus aureus Bakterien
- beseitigt unangenehmen Schweißgeruch
- hat antiallergische Eigenschaften

Medilinen ist eine Produktreihe, die sowohl qualitative als auch praktische Eigenschaften hervorragend erfüllt. Sie ist für die Anwendung während der Hospitalisierung von Patient:innen in medizinischen Einrichtungen als Produkt zum Schutz vor Infektionen ausgelegt.

Medilinen-Bettwäsche erfüllt die Anforderungen an Medizinprodukte gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) des Europäischen Parlaments und des Rates.


Kissenbezug (klein) mit Umschlag

- 1 Länge – 40 cm
- 2 Breite – 40 cm
- 3 Umschlagbreite – 20 cm
- 4 Länge von der Kante bis zur Befestigung – 5 cm
- 5 Länge der Öffnung – 30 cm



Kissenbezug mit Umschlag

- 1 Länge – 80 cm
- 2 Breite – 80 cm
- 3 Umschlagbreite – 20 cm
- 4 Länge von der Kante bis zur Befestigung – 5 cm
- 5 Länge der Öffnung – 65 cm




Deckenbezug mit Umschlag

- 1 Länge – 200 cm
- 2 Breite – 135 cm
- 3 Umschlagbreite – 30 cm
- 4 Länge von der Kante bis zur Befestigung – 5 cm
- 5 Länge der Öffnung – 120-125 cm




Unterlage

- 1 Länge – 160 cm
- 2 Breite – 90 cm




Bettlaken

- 1 Länge – 250 cm
- 2 Breite – 160 cm




Doppelseitiger Kissenbezug

- 1 Länge – 80 cm
- 2 Breite – 80 cm
- 3 Länge von der Kante bis zur Befestigung – 10 cm




Doppelseitiger Deckenbezug

- 1 Länge – 200 cm
- 2 Breite – 135 cm
- 3 Länge von der Kante bis zur Befestigung – 20 cm



Artikelnummern der Bettwäsche




Mehrweg-Bettwäsche

4

- 1 Bettwäsche-Symbol:** PD – Deckenbezug, PM – Kissenbezug, PR – Bettlaken, PRG – Bettlaken mit Gummizug, PK – Unterlage
- 2 Produktgröße** – aus der Tabelle am Ende des Katalogs
- 3 Art und Farbe des Stoffs** – Stoffname – Nummer der Farbe – aus der Palette auf den Seiten 5 und 6 z. B. MEDYK3-3
- 4 Information zur Doppelseitigkeit der Bettwäsche** – DW (doppelseitig)
- 5 Information zur bakteriostatischen Appreturmittel** – B (bakteriostatisch)

Farbpalette




5




Hinweis:

Die Farbe der in die Stoffstruktur eingewebten Beschriftung kann beliebig gewählt werden




Stoffe für Bettwäsche, die in den Dienstleistungen von CitoNet verfügbar ist



Hinweis:

Der Stoff Tiwoli ist nur ohne in die Stoffstruktur eingewebte Beschriftung erhältlich



PM/80X80/MAKAO-1/B



PM/70X50/MAKAO-1/B

PR/280X160/MEDYK3-1/B



PD/200X135/MAKAO-3/B





Hinweis:

Der Stoff Makao ist nur ohne in die Stoffstruktur eingewebte Beschriftung erhältlich



PM/80X80/MAKAO-7



PR/280X160/MEDYK4-1

PD/200X135/MAKAO-6



PM/80X80/MEDYK3-3/DW

PD/200X135/MEDYK3-3/DW




PK/160X90/MEDYK-3

PR/280X160/MEDYK-1



Hinweis:

Der Stoff Medyk3 mit Zierstreifen ist nur mit den Dienstleistungen von CitoNet erhältlich



Doppelseitige Bettwäsche

PM/60X50/MEDYK3-2/B




PRG/220X90/MEDYK3-5/DW

PK/150X90/MEDYK-1/B



PD/200X140/MEDYK3-2/B





Hinweis:

Die Mindestbestellmenge für Stoffe mit farbiger, eingewebter Beschriftung beträgt 100 Bettwäsche-Sets



PM/80X80/MEDYK3-3/DW




PR/280X160/MEDYK-5/DW



PK/160X90/MEDYK-3

PD/200X135/MEDYK3-3/DW



PM/80X80/NORIS-4



PD/200X135/NORIS-4


PGR/220X90/MEDYK3-2



Positive Bewertung
des Instituts
für Mutter und Kind
Nr. Op-5321-5322.


Die Bewertung kann auf
dieser Seite überprüft werden:
www.epozytywnaopinia.pl

PM/60X40/NORIS-1



Positive Bewertung
des Instituts
für Mutter und Kind
Nr. Op-5321-5322.

Die Bewertung kann auf
dieser Seite überprüft werden:
www.epozytywnaopinia.pl



MEDYK

1

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	BLAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

2

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	WEISS
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

3

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	GRÜN
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

MEDYK3

1

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
FARBE	WEISS
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

2

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	BLAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

3

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
FARBE	WEISS mit einem gra- phitfarbenen Zierstreifen
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

4

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
FARBE	WEISS mit farbiger Beschriftung
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

5

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
FARBE	WEISS mit einem grauen Zierstreifen
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

6

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK3 / 140g/m²
ROHSTOFF	50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
FARBE	BLAU mit farbiger Beschriftung
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

MEDYK4

1

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MEDYK4 / 120g/m²
ROHSTOFF	65% BAUMWOLLE 35% POLYESTER
FARBE	WEISS mit graphit- farbener Beschriftung
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

TIWOLI

1

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	TIWOLI / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	HIMMELBLAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

2

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	TIWOLI / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	WEISS
BEHANDLUNG	gebleichter Stoff

3

STOFF / FLÄCHENGEWICHT	TIWOLI / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	ECRU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

MAKAO

1	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	BORDEAUX
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

2	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	ECRU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

3	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	HIMMELBLAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

4	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	GRAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

5	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	WEISS
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

6	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	ASCHGRAU
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

7	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	FLIEDER
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

8	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	MAKAO / 160g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	BEIGE
BEHANDLUNG	mit Küpenfarbstoffen gefärbter Stoff

NORIS

1	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	NORIS / 150g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	KINDERMUSTER
BEHANDLUNG	mit Kindermustern bedruckte Stoffe

2	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	NORIS / 150g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	KINDERMUSTER
BEHANDLUNG	mit Kindermustern bedruckte Stoffe

3	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	NORIS / 150g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	KINDERMUSTER mit farbiger Beschriftung
BEHANDLUNG	mit Kindermustern bedruckte Stoffe

4	
STOFF / FLÄCHENGEWICHT	NORIS / 150g/m²
ROHSTOFF	100% BAUMWOLLE
FARBE	KINDERMUSTER mit farbiger Beschriftung
BEHANDLUNG	mit Kindermustern bedruckte Stoffe



Standardgrößen für Bettwäsche und mögliche Beschriftungen

	Medyk	Medyk 3	Medyk 4	Tiwoli	Makao	Noris
Deckenbezug - PD						
200 x 135	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
200 x 135 doppelseitig		⊙				
140 x 100	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
160 x 100						⊙
80 x 80						⊙
Kissenbezug - PM						
80 x 80	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
80 x 80 doppelseitig		⊙				
70 x 50				⊙	⊙	⊙
60 x 40						⊙
60 x 50						⊙
40 x 40			⊙	⊙	⊙	
Bettunterlage - PK						
160 x 90	⊙	⊙	⊙			
160 x 90 doppelseitig		⊙				
150 x 90	⊙	⊙	⊙			
Laken für Matratze - PR						
280 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
280 x 160 doppelseitig		⊙				
250 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
240 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
210 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
220 x 90 mit Gummizug	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
160 x 100	⊙	⊙	⊙			⊙
145 x 120						⊙
120 x 70						⊙

Maße werden in [cm] angegeben

- ⊙ Nicht möglich, eine Beschriftung einzuweben
- ⊙ Möglich eine Beschriftung einzuweben
- ⊙ mit graphitfarbenem Zierstreifen
- ⊙ mit grauem Zierstreifen
- Stoff für CitoNet