

Matopat Pflaster




Für alle Fälle



Matopat Pflaster

sind dünne, flexible Pflaster auf einem mikroperforierten Folien-Trägermaterial mit einem zentral angeordneten Saugkissen, das Wundexsudat aufnimmt. Das saugfähige Kissen ist mit einem atraumatischen Netz überzogen, das ein Verkleben des Kissens mit der Wunde verhindert und so einen bequemen und einfachen Wechsel des Pflasters ermöglicht. Der hypoallergene Kleber ist weder sensibilisierend noch reizend. Der verwendete Klebstoff ermöglicht außerdem ein sanftes und schmerzloses Ablösen des Pflasters von der Haut.



FAMILY

SAFARI

- Matopat Pflaster:
- biokompatibel
 - dünn
 - elastisch
 - saugfähig

KIDS
ZOO



OPTIMED
JUNIOR

HAPPY
TATTOO

ART



Für Badelustige

HAPPY TATTOO

sind hauchdünne Pflaster, praktisch unsichtbar auf der Haut, auf einem speziellen farblosen Trägermaterial mit fröhlichem Aufdruck (gemixte Muster, zufällig verpackt). Absolut wasserfest, zum Baden geeignet. Geprüft auf Biokompatibilität -
- sie sind nicht sensibilisierend, nicht reizend und nicht zytotoxisch. Sie werden zum Schutz von Schnitt- und Schürfwunden verwendet.



Artikelnummer	Größe	PZN	Menge in Verpackungseinheit	Versandverpackung
PFLASTERSET HAPPY TATTOO MA-167-GLMM-049	12x 25 x 76 mm	05385364	12 Stück	18 Pck.



Für junge Piraten



Augenpflaster für die Behandlung von Sehschwächen bei Kindern. Die Pflaster haben eine besondere Form und sind mit einer dunklen, lichtfilternden Schicht versehen. Die Pflaster werden zur Abdeckung des gesunden Auges bei der Behandlung von Sehstörungen, Schielen und Doppelbildern, z. B. durch Schielen, verwendet. Verwenden Sie das Pflaster nur nach Anweisung Ihres Arztes. Im Falle einer allergischen Reaktion ist die Anwendung abubrechen. Biokompatibel - nicht sensibilisierend, nicht reizend und nicht zytotoxisch.

Artikelnummer	Größe	PZN	Menge in Verpackungseinheit	Versandverpackung
OPTIMED JUNIOR Augenpflaster MA-167-GLMM-081	10x 60 x 48 mm	19306960	10 Stück	18 Pck.

Für

Kinder und Erwachsene



KINDERPFLASTER ART

Dünne, atmungsaktive Pflaster mit einem bunten Aufdruck, der an eine mit dem Pinsel bemalte Leinwand erinnert (gemixte Muster, zufällig verpackt). Die Pflaster sind auf Biokompatibilität getestet - sie sind nicht sensibilisierend, nicht reizend und nicht zytotoxisch. Sie werden zum Schutz von Schnitt- und Schürfwunden verwendet.



FAMILY WUNDPFLASTER STRIPS

Pflaster für die ganze Familie: zartes SOFT, haltbares CLASSIC, wasserfestes AQUA STOP, multifunktionales UNIVERSAL, diskretes TRANSPARENT und HAPPY für die Kleinsten. Die Pflaster sind auf Biokompatibilität getestet - sie sind nicht sensibilisierend, nicht reizend und nicht zytotoxisch.



Artikelnummer	Größe	PZN	Menge in Verpackungseinheit	Versandverpackung
KINDERPFLASTER ART MA-167-GLMM-092	12x 19 x 76 mm	19200776	12 Stück	18 Pck.
FAMILY WUNDPFLASTER STRIPS MA-167-GLMM-046	CLASSIC (for cutting) 1x 6 cm x 10 cm	03842283	17 Stück	18 Pck.
	SOFT (for cutting) 1x 6 cm x 10 cm			
	HAPPY 2x 19 x 76 mm			
	AQUA STOP 1x 50 x 76 mm			
	UNIVERSAL 4x 25 x 76 mm			
	UNIVERSAL 4x 15 x 58 mm			
	TRANSPARENT 4x Ø 22 mm			

Für Tierliebhaber



Dünne, atmungsaktive Pflaster mit einem Aufdruck von glücklichen Tieren (gemixte Muster, zufällig verpackt). Geprüft auf Biokompatibilität - sie sind nicht sensibilisierend, nicht reizend und nicht zytotoxisch. Der bunte Aufdruck auf den Pflastern lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes schnell von der Verletzung ab.

Artikelnummer	Größe	PZN	Menge in Verpackungseinheit	Versandverpackung
KINDERPFLASTER SAFARI MA-167-GLMM-093	12x 19 x 76 mm	19200782	12 Stück	18 Pck.
KINDERPFLASTER KIDS ZOO MA-167-GLMM-082	12x 19 x 76 mm	13598022	12 Stück	18 Pck.
PFLASTERSET HAPPY MA-167-GLMM-006	2x 25 x 76 mm 10x 19 x 76 mm	04217216	12 Stück	18 Pck.

TZMO GROUP

besteht aus **56** Unternehmen
die sich in **18** Ländern um
die ganze Welt befinden mit mehr
als **9000** Mitarbeitenden

Unsere Produkte sind erhältlich
in **80** Ländern
auf **6** Kontinenten

