Absorbiende Silververbände Medisorb P SILVER

Infektionsmanagement

- die Außenschicht aus einer wasserdampfdurchlässige Polyurethanfolie,
- die hydrophile Polyurethanschaum – eine weiche und elastische Schicht, die besonders saugfähig ist und die Wundfläche vor zusätzlichen Verletzungen schützt
- die Aktivschicht – dank den speziell ausgewählten Inhaltsstoffen sorgt sie für ein aseptisches und heilungsförderndes Wundmilieu

Indikationen:

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- infizierten Wunden oder Wunden, die von einer sekundären Infektion bedroht sind
- Unterschenkelgeschwüre
- Dekubitalgeschwüre
- postoperative Wunden
- traumatische, großflächige Verletzungen
- Verbrennungswunden
- Dekubitalgeschwüre

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- 10 cm x 10 cm; verpackt je 5 Stk.
- 10 cm x 20 cm; verpackt je 5 Stk.





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026