
Absorbiende Silververbände Medisorb SILVER PAD

Infektionsmanagement

- die Saugeinlage enthält aktives metallisches Silber, das eine antibakterielle Wirkung hat
- der Verband nimmt überschüssiges Exsudat auf und sorgt für eine feuchte Wundumgebung
- durch den elastischen Vliesstoff kann das Produkt an den Konturen der Körperform haften
- dampfdurchlässig, atmungsaktiv – ermöglicht Gasaustausch



Indikationen:

- schwier heilende, chronische Wunden
- infizierte Wunden und saubere Wunden als Verband zur Vorbeugung von Infektionen
- Wunden wo ein Transplantat genommen wurde

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- 10 cm x 10 cm; verpackt je 5 Stk.
- 10 cm x 20 cm; verpackt je 5 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle Superiore di Sanità zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 0373

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026