Bekleidung-Sets Matodress

Die Bekleidung-Sets umfassen Vliesstoffbekleidung in verschiedenen Mengen- und Größenkombinationen (Hauben, Masken, Überschuhe, Mäntel).

Anwendung:

- in Behandlungsräumen und in OP-Blocken

Typen:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid)
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Set



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026