Beutel für Medizingerät aus Vliesstoff Matodrape

Ausgeführt aus reißfestem SMS-Vliesstoff. Sie werden auf dem Gerät mit Hilfe von Schlaufen oder elastischem Band befestigt.

Anwendung:


- zur Sicherung von medizinischen Geräten


Typen:


- Abdeckung für C-Bogen, einteilig (A, B)
- Abdeckung für C-Bogen, zweiteilig (C)

Größen und Verpackung:

- steril (dampfsterilisiert): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.







MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026