Folien-Verbände mit Saugeinlage Fixopore F

- transparentes, hoch elastisches Trägermaterial aus Polyurethanfolie, dank dem sich der Verband an den Körper des Patienten perfekt anpasst und seine Bewegungen nicht beschränkt und die transparente Struktur ermöglicht eine visuelle Inspektion der Haut um der Wunde herum
- latexfrei
- poröses Trägermaterial ist durchlässig für Wasserdampf aber undurchlässig für Wasser
- zentral gelegene Saugeinlage, der Teil mit Klebstoff rund um die Saugeinlage hält der Verband stabil am entsprechenden Ort
- Wundauflage beschichtet mit Mikronetz sichert vor Verband-Ankleben
- angewandter Klebstoff verursacht keine Hautreizungen oder allergische Reaktionen
- abgerundete Verbandecken verhindern vorzeitiges Abkleben vom Patientenkörper
- breite Falte des ermöglicht auch in Handschuhen
- eine einfache Verbandapplikation dank der nummerierten Schutzpapiere, die die Reihenfolge der Entfernung zeigen

Anwendung:

- zum Verbinden von Operationswunden und anderen Wunden, Verletzungen und Schürfungen


Typen:

- steril
- Form: rechteckig

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je zu 50 Stk.
- erhältlich in Größen: 7,2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm





MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026