
Folienverbände Medisorb F

Schutz von empfindlichen Geweben

- durchsichtiger Verband aus dünner Polyurethan-Folie – Durchsichtigkeit ermöglicht visuelle Kontrolle des Wundverhältnisses
- wasserdicht und undurchlässig für Mikroorganismen – lässt normale Hygienevorgänge durchführen mit Vermeidung der Wundinfektion
- erhält entsprechendes Feuchtigkeitsniveau auf der Wunde – Die Wunde heilt ohne Schorf, was Narbenbildungsrisiko einschränkt
- kann an der Wunde bis zu 7 Tagen bleiben – weniger Verbandwechsel – schneller Heilungsvorgang und geringere Kosten



Anwendung zur Behandlung von:

- kleinen Verbrennungen
- Hautentnahmestellen
- Dekubitalgeschwüren 1. und 2. Grades
- postoperativen Wunden
- Hautabschürfungen und Risswunden

Der Verband kann prophylaktisch verwendet werden, um die Haut zu schützen, die Abrieb oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.



Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- steril: 6 cm x 7 cm; verpackt je 5 Stk.
- steril: 10 cm x 12 cm; verpackt je 5 Stk. und je 50 Stk.

MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026