Geräteabdeckung aus Folie Matodrape

Hergestellt aus Polyethylen- oder Polypropylen-Folie.

Die Abdeckungen (außer Abdeckungen für den Lampengriff) werden mit einem elastischen Band oder selbstklebenden Bändern angebracht.

Anwendung:

- zur Abdeckung von medizinischen Geräten

Typen:

- Geräteabdeckung
- Abdeckung für C-Bogen
- Mikroskop-Abdeckung
- Abdeckung für Lampengriff

Größen und Verpackung:

- Breite Auswahl an Größen und Formen
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.







MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026