- ausgeführt aus elastischem, widerstandsfähigem Gewebe
- beidseitig gezahnte Kanten ermöglichen die selbständigen Zerreißung in der Hand
- dank dem angewandten Klebestoff charakterisiert sich das Heftpflaster durch sehr gute Haftbarkeit
- der Klebestoff enthält in seiner Zusammensetzung das Zinkoxid, das das Risiko der Entstehung von Reizungen verhindert

Anwendung:


- zur Erhaltung von Verbänden
- zur Befestigung von Sonden, Kathetern und größeren medizinischen Elementen

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in der Länge von 5 m und Breiten: 1,25 cm, 2,5 cm und 5 cm
- unsteril: Verpackung hängt von der Größe ab







MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026