Hämostatische Verbände Tromboguard®

Blutstillende Wirkung in 3 Minuten!


- Tromboguard® ist ein hämostatischer d.h. blutstillender Wundverband
- die hämostatische Wirkung ist schnell und erfolgt innerhalb von 3 Minuten nach der Anwendung des Verbandes – die Geschwindigkeit der Verbandwirkung wurde in klinischen Studien bestätigt worden
- der Verband besteht aus 3 Schichten, von denen jede eine andere Funktion erfüllt:
    - die Aktivschicht des Verbandes ist eine einzigartige auf dem Markt Kombination von Wirkstoffen (Chitosan, Alginate und Silber), die für die Blutstillung verantwortlich sind
    - die nächste Schicht ist Polyurethanschaum, der absorbierende Eigenschaften hat und die Wunde feucht hält
    - die äußere Schicht ist eine Polyurethanmembran, die die Wunde vor äußeren Einflüssen schützt
- der Verband darf maximal 24 Stunden auf der Wunde bleiben
- mehr zum Verband in der Informationsbroschüre



Anwendung:

- er wird verwendet, um Blutungen aus traumatischen Wunden zu stoppen (z. B. verursacht durch Verkehrsunfälle oder auf dem Feld)
- ideal für Erste-Hilfe-Kits, Rettungsdienste und für den Einsatz auf dem Schlachtfeld





Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- sterile 10 cm x 10 cm, verpackt je 5 Stk.
- weitere Größen auf Anfrage

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026