Inzisionsfolie Matodrape INCISE

Hergestellt aus transparenter Polyurethanfolie mit Silikonpapier gesichert.

Die Ränder der Folie enthalten farbige „Fingerheber“, die das Aufbringen des Produkts auf das markierte Operationsfeld erleichtern.
Mit einer zusätzlichen Silikonpapierumwicklung.

Die Inzisionsfolie:


- ist flexibel und dehnbar
- reizt die Haut nicht
- ist latexfrei
- verursacht keine allergischen Reaktionen
- ist nicht zytotoxisch
- wasserdampfdurchlässig

Anwendung:

- zum Schutz des Operationsfeldes vor dem Eindringen von Mikroorganismen

Größen und Verpackung:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in einem Karton, 10 Stück
- große Auswahl an Größen: von 20 cm x 10 cm bis 90 cm x 60 cm





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026