Kabelbezüge aus Folie Matodrape/Camera Cover

Ausgeführt aus durchsichtiger Polyethylen-Folie.
Straffheit und Weichheit des Ausführungsstoffes ermöglicht eine einfache und sichere Manipulation während eines Eingriffes.

Mitgeliefert mit einem Selbstklebeband und Karton mit Ausschnitt, dank denen sie einfach an dem Gerät angebracht werden können.

Anwendung:

- zur Sicherung von medizinischen Geräten, universal für alle Kameras, Endoskopen, Leitungen und Lichtleiter.

Größen und Verpackung:

- Größen: 13 cm x 235 cm, 13 cm x 244 cm, 15 cm x 250 cm
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026