Leichtes Gynäkologie-Netz G-Mesh®

Das Gynäkologie-Netz G-Mesh® besteht aus monofilem Polypropylengarn (transparent und blau) mit einer Faserdicke von 0,10 mm. Das Gynäkologie-Netz G-Mesh® wird in der rekonstruktiven Chirurgie zur Behandlung der Reduktion des Fortpflanzungsorgans (Pelvic Organ Prolapse, POP) eingesetzt.

Blaue Orientierungslinien erleichtern die Sichtbarkeit und Positionierung des Produkts im Operationsfeld.

Die Enden jedes Arms sind speziell geformt und ermöglichen eine sichere Befestigung des Netzes im Ohr des Applikators, um das Implantat durch die anatomischen Strukturen und die Position im Körper des Patientin zu führen.

Jede Art des Netzes ist in einer Größe erhältlich – mit der Möglichkeit, dass der Chirurg während der Implantation geringfügige Maßanpassungen vornimmt, um sie an die individuelle Anatomie der Patientin anzupassen.

Anwendung:

G-Mesh® chirurgische Netze werden in der rekonstruktiven Chirurgie zur Behandlung von Depressionen der Fortpflanzungsorgane eingesetzt. Die rekonstruktive Chirurgie sollte nicht die erste Wahl der Behandlung sein und sollte Patienten mit symptomatischer Erschöpfung der Fortpflanzungsorgane gewidmet sein. Eine Behandlung ist nur möglich, wenn der Patient oder der Erziehungsberechtigte sich der möglichen Komplikationen bewusst ist und einer chirurgischen Behandlung zustimmt. Die verwendete Maschenmenge sollte so gering wie möglich sein. Die operative Therapie sollte nach den Leitlinien der EAU (*European Association of Urology*) durchgeführt werden.

Typen:

- Posterior 2 (2-armiges Implantat)
- Anterior 4 (4-armiges Implantat)
- Posterior 6 (6-armiges Implantat)
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid)

Größen und Verpackung:

- Verpackt in eine Papier-Folie-Doppelverpackung und dann in Karton je 1 Stk.







MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026