Leichtes urologisches Band Dallop® NM ULTRALIGHT

Leichte urologische Bänder sind die neueste Generation von Bandimplantaten, die zur Behandlung von Stressinkontinenz bei Frauen verwendet werden. Urologische Bänder sind aus durchsichtigem und blauem, Monofilament-Polypropylen-Garn hergestellt. Blaue Linienentlang des Bandes erleichtern den Implantationsprozess und erhöhen die Sichtbarkeit des Implantats im Operationsfeld.
Auf beiden Endungen befinden sich blaue Schlaufen, die einen sicheren Durchgang durch anatomische Strukturen der Patientin ermöglichen. Diese Schlaufen sind auch als Monofilament-Polypropylen-Garn hergestellt.
Dank der ultraleichten Oberflächenmasse, atraumatischen Kanten, hervorragenden Festigkeitsparametern, hoher Elastizität und sehr guter Biokompatibilität kann das Produkt sicher und effektiv bei der chirurgischen Behandlung von Harninkontinenz eingesetzt werden.

Anwendung:

- urologische Bänder werden zur Verwendung während der chirurgischen Behandlung von Stressharninkontinenz (SUI) empfohlen. Die chirurgische Behandlung von Harninkontinenz besteht darin, die Harnröhre mit einem spannungsfreien urologischen Band zu suspendieren.
- das Produkt ist für die Implantation nach folgenden Methoden vorgesehen: Tension Free Vaginal Tape (TVT), Trans Obturator Tape (TOT) oder Tension Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O).


Typen:


- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid)

Größen und Verpackung:

- Längen 30 cm und 45 cm
- verpackt in Papier-Folie-Doppelverpackung mit Falte, und dann in Karton je 1 Stk.

Weitere Infos auf: www.dallop-nm.de





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026