
Medisorb A Verband aus Kalziumalginat

Medisorb A ist ein steriler, weicher und hochabsorbierender Verband aus 100% Calciumalginatfasern.

Wirkung

Die Calciumalginatfasern, aus denen der Verband besteht, reagieren mit dem Wundexsudat und bilden ein weiches, feuchtes Gel, das ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrechterhält.
– Das feuchte Gel haftet nicht an der Wunde, wodurch das Verletzungsrisiko beim Verbandwechsel verringert wird.
– Bei tiefen Wunden passt sich der Verband leicht an die Wundform an.
– Die Calciumalginatfasern geben Calcium an die Wunde ab, was zur Stillung kleinerer Blutungen beiträgt.
– Dank seiner guten Stabilität lässt sich der feuchte Verband beim Verbandwechsel in einem Stück entfernen.



Indikationen

Medisorb A ist für die Behandlung von oberflächlichen oder tiefen Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation vorgesehen, wie z. B. Druckgeschwüre, Beingeschwüre, kavitäre Wunden und Hauttransplantationsstellen.
Der Verband kann je nach Zustand des Patienten und Exsudationsmenge bis zu 7 Tage lang an der Wunde bleiben.

Anwendungshinweise

Reinigen und desinfizieren Sie die Wunde vor dem Anlegen des Verbandes. Es ist ein sekundärer Verbandschutz erforderlich.

Zusätzliche Hinweise

Latexfreier Verband.
Medisorb A ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.



Kontraindikationen

Nicht bei chirurgischen Implantaten, Verbrennungen dritten Grades oder trockenen nekrotischen Wunden anwenden.

Verfügbare Größen

10 cm x 10 cm – 10 Stück

Vertreiber

TZMO SA

Hersteller

Eurofarm S.p.A., Italy

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle Superiore di Sanità zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 0373

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026