Medizin-Klebestreifen Matodrape

Flexibilität des Band-Werkstoffs erleichtert dessen Anpassung und das angewandte „Fingerlift" ermöglicht die schnelle Applikation.

Das Band mit Kletterverschluss besteht aus zwei Teilen: Häckchen und Schlingen. Beide Teile haben einen Klebstoffträger und das Sicherheitspapier mit „Fingerlift". Ein Teil des Bandes wird auf eine bestimmte Stelle auf dem Abdecktuch befestigt, der zweite Teil darf nach Bedarf mehrmals ab- und angeklebt werden.

Anwendung:

- zur Befestigung von Abdecktüchern, Drainagen, Kabeln


Typen:

- mit oder ohne Kletterverschluss

Größen und Verpackung:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk. oder je 2 Stk.
- Größen: 50 cm x 9 cm, 50 cm x 10 cm, 90 cm x 5 cm, 75 cm x 10 cm (ohne Kletterverschluss) i 25 cm x 2 cm (mit Kletterverschluss)





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026