Die Masken bestehen aus drei Vliesstofflagen, die die Haut nicht reizen und hypoallergen sind. Sie enthalten keine Glasfasern oder Schwermetalle. Die Masken sind auch UV-beständig.

Dank der inneren Filterschicht mit einem minimalen Filtrationsgrad von BFE ≥ 98% der biologischen Aerosole schützen sie vor durch Tröpfchen übertragenen Infektionen. Die Masken zeichnen sich durch eine hohe Luftdurchlässigkeit aus und haben einen speziellen Nasenmodelliereinsatz. Weiche und flexible Ohrhalter ermöglichen das Anbringen der Maske am Gesicht, und der empfindliche Vliesstoff, aus dem sie bestehen, reizt nicht und verursacht keinen Druck. Die Masken erfüllen die Anforderungen der Norm EN 14683 für Typ II.



Anwendung:

- schützen das Operationsfeld vor Kontamination mit exfolierter Epidermis und Haaren
- Verringerung der Übertragung von Infektionserregern vom Personal, das die Maske verwendet, auf das Operationsfeld während medizinischer Eingriffe
- schützen den Benutzer vor Spritzern potenziell kontaminierter Flüssigkeiten bei chirurgischen Eingriffen – gilt für die Maske Typ IIR

Typen:

- Masken Typ II
- Masken Typ IIR
- mit elastischen Ohrschlaufen
- unsteril
- Farbe: blau – Masken Typ II
- Farbe: weiß – Masken Typ IIR



Größen und Verpackung:

- Typ II: Größe L – Large, verpackt in Karton je 50 Stk.
- Typ II: Größe M – Medium und L – Large, verpackt in Karton je 30 Stk. und Anzeigebox
- Typ IIR: Größe L – Large, verpackt in Karton je 50 Stk.

MD

>>

