Nicht elastische Viskosebinden Matovis



Leichte, nichtelastische Fixierbinde für unterschiedliche Anwendungen.

Hoher Gebrauchskomfort sichert hohe Luftdurchlässigkeit und gleich zugeschnittene Ränder, die sich nicht ausfransen.

Anwendung:

- als Fixierbinde zur Verbandfixierung
- zur Fixierung und Halterung von Medizin-Leitungen etc.

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril

Größen und Verpackung:

- steril: 5 cm, 10 cm und 15 cm; 4 m lang verpackt je 1 Stk.
- steril: 10 cm und 15 cm; 4 m lang verpackt je 2 Stk.
- unsteril: 5 cm, 10 cm, 15 cm; 4 m lang verpackt in Folie je 1 Stk.





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026