OP-Hauben für Arzt Matodress

Die OP-Hauben für Ärztinnen und Ärzte bestehen aus dünnem Polypropylen-Vliesstoff. Sie können Schlaufen zum Binden oder ein zartes Bündchen haben, das die Haube auf dem Kopf stützt. Das Angebot umfasst auch OP-Hauben mit Schweißband.

Anwendung:

- in Operationssälen und Behandlungsräumen zum Schutz vor Übertragung von Infektionserregern zwischen Patient und medizinischem Personal bei chirurgischen Eingriffen

Typen:

- mit Bündchen, Bindebändern, Schweißband
- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt in Blisterverpackung je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Schachtel je 100 Stk.







MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026