OP-Hauben für Schwestern Matodress

Die OP-Hauben für Schwestern sind aus dünnem Polypropylen-Vliesstoff hergestellt. Durch den taillierten Schnitt der Hauben können sie den Kopf perfekt bedecken, und das flexible und zarte Gummiband hält die Haube auf dem Kopf.

Anwendung:

- in Operationssälen und Behandlungsräumen zum Schutz vor Übertragung von Infektionserregern zwischen Patient und medizinischem Personal bei chirurgischen Eingriffen

Typen:

- Baskenmütze
- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt in Blisterverpackung je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Karton je 100 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026