OP-Mäntel Medidress PERFECT

Die OP-Mäntel Perfect bestehen aus zwei Arten von Stoffen: einem leichten Polyestergewebe und einem dreischichtigen Laminat in den kritischen Bereichen des Produkts. Das Design des Mantels ermöglicht das aseptische Anziehen und die langen Polyester-Manschetten liegen eng am Handgelenk an. Zusätzlich hat die Manschette ein eingenähtes Band am Finger, das verhindert, dass die Ärmel hochgezogen werden, wodurch sichergestellt wird, dass der Ärmel nicht unter dem Handschuh herausrutscht.

Anwendung:

- als Bekleidung für das medizinische Personal, verwendet bei langen, hochinvasiven medizinischen Prozeduren; das Erzeugnis entspricht der Norm EN 13795

Typen:

- unsteril
- steril – angeboten von CitoNet
- Farbe: grün, blau

Größen und Verpackung:

  - S, M, L, XL, XXL
  - verpackt je 1 Stk.





6



4

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274. Die Konformitätsbewertung der Produkte beschränkte sich auf fabrikneue Produkte (sie umfasst nicht den Sterilisationsprozess nach dem Inverkehrbringen)

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026