OP-Mäntel Matodress PERFECT

Die OP-Mäntel sind aus Polypropylen-Vlies hergestellt und sind an den kritischen Stellen (Frontseite und Unterarme) mit einem Schutzlaminat verstärkt. Sie sind lose, breit, ermöglicht komplette Abdeckung der Chirurgensilhouette. Die Ärmel beschränken sind mit staub- und nahtfreier Polyestermanschette beendet und bedecken komplett die Handgelenke. Die Mäntel sind so entwickelt, dass sie zuerst „ins Unreine“ und dann „ins Reine“ zusammengebunden werden können. Ein spezieller kleiner Karton, durch den die Außenbindebändern „durchgezogen” sind, ermöglicht aseptische Mantelanziehung und Book-Folded-Zusammenlegung ermöglicht schnelle und selbstständige Mantelanziehung.



Anwendung:

- für lange Operationen mit großen Flüssigkeitsmengen

Typen:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid) und unsteril
- steril mit Vlieshandtüchern
- steril mit Vlieshandtüchern und zusätzlicher Krepppapiereinwicklung
- Farbe: blau





Größen und Verpackung:

- Größen: M, L, XL, XXL
- steril: verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 10 Stk.

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026