Orbitaprothese Codubix® ORBITAL WALL, Codubix® ORBITAL WALL 3D, Codubix® ORBITAL WALL 3D angepasst

Augenhöhlenprothese werden aus Polypropylengarn gewebt. Sie charakterisieren sich durch hohe Festigkeit, niedriges Eigengewicht und zu keiner Absorption von Flüssigkeiten und physiologischen Flüssigkeiten beitragende Hydrophobie. Keine Toxizität, chemische Aktivität, gutes Einbauniveau verursachen, dass die Prothesen unter physikalischen Eigenschaften dem natürlichen Knochen ähnlich sind. Sie sind während der Implantation leicht zu modellieren.

Anwendung:


- zur Ausfüllung von Augenhöhlendefekten (Jochbein-Kiefer-Augenhöhlen-Frakturen, isolierte Frakturen des Augenhöhlenbodens), die infolge von Frakturen des mittleren Gesichtsschädels nach Verletzungen und aus anderen Gründen entstanden sind

Typen:


- steril (dampfsterilisiert)
- Standardversion
- 3D-Version – rechte und linke – anatomische Form
- angepasst

Größen und Verpackung:

- Standardversion: 40 mm x 50 mm
- 3D-Version: linke und rechte in den Größen S, M, L
- verpackt in Papier-Folie-Doppelverpackung mit Falte, und dann in Karton je 1 Stk.







MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026