Elastische Binden Matokrep COHESIVE

Selbstklebende Fixierbinde mit Flexibilität von max. 85%. Die nächsten Schichten haken zueinander ohne Klammern an. Die Binde passt sich perfekt an Körpergestalt an, schiebt nicht runter. Es klebt sich nicht an die Haare oder Kleidung. Leicht per Hand zu reißen – benötigt keine Schere oder die ganze Binde zu verwenden. Einwegbinde.

Enthält synthetischen Latex.

Anwendung:

- als Fixierbinde für Verbände, insbesondere auf den gerundeten Körperteilen

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- unsteril: 8 cm, 10 cm; 4,5 m lang – Länge nach Ausdehnung gemessen







MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026