Transparenter Kanülen-Fixierverband mit Vliesheftpflaster Cannula F

- Unterlage aus einer dünnen, durchsichtigen, vollständig wasserfesten und luftdurchlässigen Folie
- durchsichtige Folie ermöglicht die Überwachung der Stichstelle ohne Verbandabkleben
- Kanülen-Ausschnitt erleichtert die Verbandapplikation
- „Flügel“ zwecks sicherer Befestigung sind zusätzlich mit Vliesstoff verstärkt
- angewandter Acrylklebstoff verursacht keine Hautreizungen
- gerundete Verbandränder verhindern vorzeitiges Abkleben von Patientenkörper
- breite Falte des Schutzpapiers ermöglicht eine einfache Verbandapplikation auch in Handschuhen



Anwendung:

- zur Kanülenbefestigung und -schutz

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 1 Stk., und dann in Karton je 50 Stk.
- erhältlich in Größe: 5,8 cm x 8 cm

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026