Universelle elastische Binden Matolast UNIVERSAL



Eine elastische Bandage mit einer hohen Dehnbarkeit von 150% und universeller Verwendung.

Wiederverwendbar, auch nach mehrmaligem Waschen behält sie ihre Elastizität.

Jede Bandage ist mit einer Klammer zum Fixieren der Binde ausgestattet.

Anwendung:

- Als Druckentlastungs-Verband zur Vorbeugung und Behandlung von Verletzungen des Bewegungsapparates z.B. Verstauchungen oder Zerrungen.
- Als leichter Kompressionsverband (zur Behandlung des oberflächlichen Venensystems) oder als Stützverband zum Befestigen von Verbänden

Typen:

- unsteril





Farben:

- Rot
- Grün
- Beige

Größen und Verpackung:

- unsteril: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm mit einer Länge von 4 m, in Folie verpackt – 1 Stück. – Länge gemessen im gestreckten Zustand

Länge nach Ausdehnung gemessen.

MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026