Untersuchungs- und Einwegschutzhandschuhe Ambulex & Ambulex P

Kombination aus Komfort und Sicherheit.
Die Handschuhe zeichnen sich durch hohe Flexibilität und Reißfestigkeit aus.
Sie stellen eine wirksame Schutzbarriere dar, und der gerollte Manschettenrand erleichtert das Anziehen.



Ambulex – Untersuchungs- und Einwegschutzhandschuhe, gepudert

- gepudert mit natürlicher Maisstärke, die die Hand von der Latexschicht isoliert
- texturierte Fingerspitzen ermöglichen einen sicheren Instrumentengriff
- universale Form passt auf beide Hände

Ambulex-Handschuhe, die als persönliche Schutzausrüstung (PPE) der Kategorie III registriert sind, entsprechen EN ISO 374. Vor der Verwendung lesen Sie die Anleitung für den Nutzer. Detaillierte Informationen zur chemischen Beständigkeit erhalten Sie von Ihrem Handelsvertreter.

Ambulex P – Untersuchungs- und Einwegschutzhandschuhe aus Latex, puderfrei – besonders empfohlen für Personen mit empfindlicher Haut an der Hand

- aus Latex hergestellt, puderfrei
- die mit Polymer beschichtete Fläche erleichtert das Anziehen auch auf feuchte Hände
- Handschuhoberfläche rau, ermöglicht einen sicheren Instrumentengriff
- universale Form passt auf beide Hände





Ambulex P Handschuhe, die als persönliche Schutzausrüstung (PPE) der Kategorie III registriert sind, entsprechen EN ISO 374. Vor der Verwendung lesen Sie die Anleitung für den Nutzer. Detaillierte Informationen zur chemischen Beständigkeit erhalten Sie von Ihrem Handelsvertreter.

Anwendung:

- weitverbreiteter Einsatz im Gesundheitswesen
- verringert das Risiko von Infektionen während der Untersuchung, Behandlung und dem Kontakt mit kontaminierten Material

Typen:

- unsteril
- gepudert, puderfrei

Größen und Verpackung:

- XS, S, M, L, XL in Karton je 100 Stk.
- gepuderte Ambulex-Handschuhe in der Größe M in Schachtel je 10 Stk. für den Haushalt

MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026