Untersuchungshandschuhe aus Nitril Ambulex NITRYL

Nicht sterile, synthetische Untersuchungshandschuhe, hergestellt aus Nitril, enthalten kein Latex aus natürlichem Kautschuk. Sie zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit aus und dank rauer Oberfläche ermöglichen sie einen sicheren Griff. Besonders empfohlen für Personen mit Latexallergie.



Für Personen mit Allergie gegen Latex.
Die Handschuhe enthalten kein Latex aus natürlichem Kautschuk und zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit aus. Sie stellen eine wirksame Schutzbarriere dar, und der gerollte Manschettenrand erleichtert deren Anziehen.

Ambulex NITRYL – Untersuchungshandschuhe aus Nitril, puderfrei

- puderfrei
- hohe Reißfestigkeit sowohl am Anfang, als auch am Ende des Haltbarkeitsdatums
- texturierte Fingerspitzen ermöglichen einen sicheren Werkzeuggriff
- universale Form passt auf beide Hände
- erhältliche Farbe: weiß, violett, schwarz (insbesondere für Tattoo-Studios), verlängerte Version – weiß (eine verlängerte Manschette bietet einen besseren Schutz gegen Infektionen)

Die puderfreie Handschuhe aus Nitril werden als Kategorie III persönliche Schutzausrüstung klassifiziert und sind in Übereinstimmung mit EN ISO 374. Bevor Sie die Handschuhe benutzen, sollten Sie die Anleitung für den Nutzer lesen. Um sich mit den Informationen auf dem Gebiet der chemischen Beständigkeit bekannt zu machen, wenden Sie sich an Ihren Handelsvertreter.





Anwendung:

- verwendet häufig im Gesundheitswesen
- verringern das Infektionsrisiko bei Untersuchungen und Eingriffen sowie den Kontakt mit kontaminiertem medizinischem Material

Typen:

- unsteril
- puderfrei

Größen und Verpackung:

- weiß, violett, verlängerte Version – weiß: XS, S, M, L, XL
- schwarz: S, M, L
- in Karton je 100 Stk.

MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026