Untersuchungshandschuhe aus Vinyl Ambulex VINYL

Für Personen mit Allergie gegen Latex.
Sie enthalten kein Latex aus natürlichem Kautschuk. Hinsichtlich seiner Inhaltsstoffen und Eigenschaften sind sie zur Arbeit bei Vorgängen mit niedrigem Infektionsrisiko empfohlen, wo es keine Körperflüssigkeiten, Blut und chemische Mittel gibt.




Ambulex VINYL – Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, puderfrei

- puderfrei
- die mit Polymer beschichtete Innenfläche schützt die Hand vor Latex und erleichtert das Anziehen sogar auf feuchte Hände
- glatte Handschuhoberfläche beeinflusst den Tastsinn nicht
- universale Form passt auf beide Hände

Anwendung:

- zur Ausführung der diagnostischen oder Therapiemaßnahmen
- die Handschuhe sind für medizinische Zwecke bestimmt, empfohlen für Verfahren, bei denen keine hohe mechanische Kraft erforderlich ist, und für nicht-invasive medizinische Verfahren, bei denen keine Körperflüssigkeiten, Blut oder Chemikalien vorhanden sind
- unverzichtbar auch im Haushalt und im Alltag



Typen:

- unsteril, puderfrei

Größen und Verpackung:

- XS, S, M, L, XL
- Karton je 100 Stk.

MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026