Verstärkte OP-Mäntel

Die OP-Mäntel sind aus Baumwolle mit der Grammatur von 160 g ausgeführt.
Die Stoffe haben eine besondere Veredlung, wodurch sie die Form nicht ändern, und auch beim Waschvorgang in hohen Temperaturen nicht abfärben.

Sie verfügen über Konformitätserklärungen für Textilien für Gesundheitsschutz und über ein Zertifikat für zuverlässige Textilien. Die Mäntel sind von vorne verstärkt und die Ärmel enden mit gewirktem Strickbündchen, gebunden mit Schlaufen an der Seite oder hinten am Mantel.

Anwendung:

- Als Bekleidung für Mitarbeiter der Krankenhäuser und Gesundheitsfürsorgeanstalten

Typen:

- unsteril
- Farben: grün, blau

Größen und Verpackung:

- L, XL, XXL; 170-176,182-188 und XXXL/194-200
- verpackt je 1 Stk.
- Abmessungen eines Fertigerzeugnisses





>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026