- ausgeführt aus weißem, sanftem Vliesstoff, dank dem es bei Personen mit empfindlicher Haut angewandt werden kann
- poröser Vliesstoff ermöglicht der Haut, frei zu atmen
- beidseitig gezahnte Kanten ermöglichen die selbständigen Zerreißung in der Hand
- der Acrylklebstoff bewirkt keine Entstehung von Reizungen

Anwendung:

- zur Erhaltung von Verbänden bei Personen mit empfindlicher Haut
- zur Befestigung von Sonden, Kathetern und größeren medizinischen Elementen bei Personen mit empfindlicher Haut

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in den Längen: 5 m und 9,14 m sowie Breiten: 1,25 cm, 2,5 cm und 5 cm
- unsteril: Verpackung hängt von der Größe ab







MD

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026