Wie den Spenderkarton leicht herauszuziehen

1



Ein spezielles Piktogramm in der Ecke des Versandkartons zeigt an, wo der Karton verklebt ist, was auch der beste Platz ist, um die Seite abzureißen.

2



Trennen Sie die verklebten Seiten des Kartons an der angegebenen Stelle.

3



Durch das Abreißen der Vorderwand des Kartons können Sie den Spender greifen und herausnehmen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

Der Spenderkarton kann auf einem Regal in einem Lagerplatz platziert werden. Dies bietet zusätzlichen Schutz gegen äußere Schmutz, bis die Produkte im Operationssaal eingesetzt werden. Die Verpackung mit einem EAN 128 Strichkode erleichtert den Logistikprozess, gewährleistet eine bessere Lagerverwaltung und eine einfache Identifizierung des Inhalts dank des Frontetiketts.

5



Der Spenderkarton ist Mehrwegverpackung mit einer Spezialklappe und einer Spenderöffnung. Es kann mit einem speziellen Griff geöffnet werden, so dass Sie einfach und schnell ein einziges steriles Produkt aus der Verpackung herausnehmen können.

6



©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7



»

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026