TRICOMED

Biomaterialien

Chirurgische Netze
Urologische Bänder und Applikatoren
Knochenprothesen
Farbige chirurgische Retraktionsbänder



TRICOMED SA
fast 70 Jahre Tradition

Tricomed SA wurde 1959 gegründet und ist seit 1995 eine Aktiengesellschaft, die zur TZMO-Gruppe gehört. 1961 wurde die erste polnische Gefäßprothese der Firma Tricomed implantiert (2 Jahre nach einer ähnlichen Operation in den USA) – der Patient überlebte 45 Jahre.

Tricomed ist eines der wenigen Unternehmen weltweit und das einzige in Polen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von gestrickten Medizinprodukten der Klasse III spezialisiert hat.

Alle Produkte des Unternehmens erfüllen die Sicherheitsanforderungen und tragen das CE-Zeichen.

Das Unternehmen verfügt über hochqualifiziertes Personal, moderne Forschungseinrichtungen sowie langjährige Erfahrung und arbeitet mit medizinischen Autoritäten auf dem Gebiet der Implantatchirurgie zusammen.

Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und seine Produkte werden in vielen medizinischen Zentren im In- und Ausland eingesetzt.

Seit dem 6. Juli 2009 hat es den Status eines Forschungs- und Entwicklungszentrums und ist wissenschaftlich auf Knochenprothesen, chirurgische Netze und moderne Spezialverbände spezialisiert.

2017
Qualitätsauszeichnung durch das Polnische Zentrum für Prüfung und Zertifizierung

verliehen an TRICOMED SA während des 22. Polnischen Qualitätstages.



Quality International 2020

Goldenes Emblem der 14. Auflage des Programms „Höchste Qualität" in der Kategorie Management von Höchster Qualität.

Biomaterialien

Inhaltsverzeichnis:

Chirurgische Netze 4
Urologische Bänder und Applikatoren 19
Knochenprothesen 23
Farbige chirurgische Retraktionsbänder ... 29


medical practise center MPC

Das Medical Practise Center von TZMO SA ist ein Ort des internationalen, professionellen Kontakts mit dem medizinischen Umfeld. Es ist auch ein Raum für den Austausch von Erfahrungen, Konzepten und Schlussfolgerungen zwischen Fachleuten des Gesundheitswesens über neue medizinische Methoden, Techniken oder Technologien. Das Ziel ist es, Zugang zu aktuellem, modernem und spezifischem medizinischem und produktbezogenem Fachwissen zu gewährleisten.
Das Medical Practise Center ist eine von TZMO S.A. vorbereitete und betriebene Website, die darauf abzielt, aktuelles medizinisches Wissen unter Fachleuten des Gesundheitswesens zu verbreiten, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verwendung von Produkten der Firma TZMO S.A.

WIR LADEN HERZLICH EIN. SCHAUEN SIE BEI UNS VORBEI!

Optomesh®

CHIRURGISCHES NETZ
ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON HERNIEN



Die nicht resorbierbaren chirurgischen Netze sind aus transparentem Monofilament-Polypropylen-Garn gewirkt. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute Verarbeitbarkeit, geringes Flächengewicht, nicht dehnbare Kanten und hohe Nahtzugfestigkeit aus.

Erhältlich in zwei Varianten:

- MACROPORE – großporiges Netz;
- THINLIGHT – kleinporiges Netz.

Die Netzimplantate Optomesh® sind in vielen Größen erhältlich. Die Erzeugnisse beinhalten keine Allergene oder tierischen Substanzen.
Die MACROPORE-Variante verwendet blaue Orientierungslinien, um die Sichtbarkeit und Positionierung des Erzeugnisses im Operationsfeld zu erleichtern.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Besuchen Sie unsere Website:
mpc.tzmo-global.com/de

Chirurgische Netze

Indikation:

Die chirurgischen Netze Optomesh® sind für Rekonstruktionseingriffe zur Ausfüllung und/oder Verstärkung der mangelnden Weichgewebe bei abdominalen Hernien empfohlen, d.h.:

- primäre und chronische Hernien,
- postoperative Hernien,
- Leisten- und femorale Hernien,
- Nabelhernien,
- Linea-alba-Hernien,
- mit breiter Bruchpforte.

CHIRURGISCHES NETZ ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON HERNIEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Variante	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-OPMT-001	50 x 60	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-002	50 x 100	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-003	60 x 110	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-004	65 x 125	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-005	80 x 80	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-006	80 x 130	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-007	100 x 160	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-008	125 x 200	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-009	125 x 250	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-010	150 x 150	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-011	150 x 200	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-012	200 x 250	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-013	200 x 300	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-014	220 x 350	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-015	260 x 360	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-016	300 x 300	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-021	100 x 100	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-022	200 x 200	T	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-017	100 x 100	M	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-018	200 x 200	M	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-017	60 x 140	TLI	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-019	45 x 100	TLI	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-018	60 x 140	TLIK	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMT-020	45 x 100	TLIK	1 Stk.	10 Verp.

↓


↓				
MB-271-OPMM-101	50 x 60	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-102	50 x 100	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-103	60 x 110	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-104	65 x 125	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-105	80 x 80	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-106	80 x 130	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-107	100 x 160	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-108	125 x 200	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-109	125 x 250	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-110	150 x 150	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-111	150 x 200	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-112	200 x 250	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-113	200 x 300	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-114	220 x 350	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-115	260 x 360	MN	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPMM-116	300 x 300	MN	1 Stk.	10 Verp.

Blau markierte Artikel-Nr. kennzeichnen Produkte mit blauen Orientierungslinien.

T – THINLIGHT-Variante
TLIM – für die Hernienoperation nach Lichtenstein bei Männern (mit Entfernung des Samenstrangs)
TLIK – für die Hernienoperation nach Lichtenstein bei Frauen
MN – MACROPORE-Variante mit blauen Linien

Optomesh® ULTRALIGHT

CHIRURGISCHES NETZ
ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG
VON HERNIEN



Die nicht resorbierbaren, ultraleichten chirurgischen Netze Optomesh® ULTRALIGHT bestehen aus transparenten und blauen Monofilament-Polypropylen-Garnen.

Die Optomesh® ULTRALIGHT Netze sind in drei Varianten erhältlich:

- L-Pore – Netz-Erzeugnis mit sehr großen Poren
- M-Pore – Netz-Erzeugnis mit großen Poren
- S-Pore – Netz-Erzeugnis mit kleinen Poren

Die Netzimplantate Optomesh® ULTRALIGHT sind mit unterschiedlicher Massenbelegung und mechanischen Eigenschaften erhältlich, die an die Bruchpforte der Hernie angepasst wurden. Die Netze beinhalten keine allogenen oder tierischen Substanzen. In den L-Pore- und S-Pore-Varianten wurden blaue Orientierungslinien angewandt, die die Sichtbarkeit und Einlegung des Netzes im OP-Feld erleichtern.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:

Empfohlen bei Rekonstruktionseingriffen zwecks Ergänzung/Verstärkung von Weichgeweben in folgenden Fällen von Hernien:

- primäre und chronische Bauchhernien,
- Narbenhernien,
- Leistenhernien und Schenkelhernien,
- Nabelhernien,
- Linea-alba-Hernien,
- mit großen Bruchpforten (in M-Pore).

Die entsprechende Variante des chirurgischen Netzes wird an die Art der Hernie und deren Größe angepasst.

- **L-Pore** zur Versorgung der Hernien mit kleinem Mangel am Bindegewebe (Faszie);

- **M-Pore** zur Versorgung von kleinen, mittelgroßen und großen Hernien;

- **S-Pore** zur Versorgung von kleinen und mittelgroßen Hernien.



Chirurgische Netze

CHIRURGISCHES NETZ ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON HERNIEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Variante	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-OPUS-006	60 x 110	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-007	80 x 130	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-008	75 x 150	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-010	80 x 150	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-011	100 x 150	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-014	120 x 170	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-015	150 x 150	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUS-017	150 x 250	S-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-006	60 x 110	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-007	80 x 130	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-008	75 x 150	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-010	80 x 150	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-011	100 x 150	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-014	120 x 170	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-015	150 x 150	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUL-017	150 x 250	L-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-006	60 x 110	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-007	80 x 130	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-008	75 x 150	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-010	80 x 150	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-011	100 x 150	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-014	120 x 170	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-015	150 x 150	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-017	150 x 250	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-019	200 x 300	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-021	300 x 300	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPUM-023	300 x 450	M-Pore	1 Stk.	10 Verp.

Blau markierte Artikel-Nr. kennzeichnen Produkte mit blauen Orientierungslinien.

TZMO SA engagiert sich seit vielen Jahren im medizinischen Umfeld – sowohl in Polen als auch international – in Bildungs- und Wissenschaftsaktivitäten. Dank der Verbindung von theoretischem Wissen und klinischer Praxis unterstützt das Unternehmen aktiv die Weiterentwicklung der chirurgischen Fachwelt.



Ein Ausdruck dieses Engagements ist das **Medical Practise Center** Portal, das langjährige Erfahrungen von Fachleuten in Form von fachlichen Aufzeichnungen und Workshops zur Verfügung stellt, die von renommierten Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Herniologie, Gynäkologie, Neurochirurgie und Thoraxchirurgie durchgeführt werden.

Die Nutzerinnen und Nutzer der MPC Plattform erhalten Zugang zu wertvollen Tipps von führenden Fachleuten der europäischen Medizinszene sowie zu aktuellen Informationen über die wichtigsten Branchenereignisse.

Die Anmeldung zu praktischen Workshops ermöglicht das Verfolgen von Live-Übertragungen und den Erhalt eines Teilnahmezertifikats.






TZMO SA engagiert sich aktiv für die Förderung einer neuen Generation von Chirurginnen und Chirurgen, indem es ihnen Unterstützung im Bereich der Ausbildung bietet. Durch Programme wie „Chirurgie – meine Wahl, meine Leidenschaft, mein Leben" oder „Hernia Cup" schafft das Unternehmen Raum für den Erwerb praktischer Kompetenzen und den Erfahrungsaustausch unter Anleitung von Expertinnen und Experten.

Die Förderung junger Chirurginnen und Chirurgen bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Medizin. Eine professionelle fachliche Begleitung schafft einen Raum, in dem junge Chirurginnen und Chirurgen ihre Qualifikationen auf sichere Weise verbessern können, indem sie vom Wissen und der Freundlichkeit erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten profitieren. Eine solche Zusammenarbeit hilft nicht nur dabei, die Arbeitstechnik zu verbessern, sondern vermittelt auch ein unschätzbares Gefühl der Sicherheit bei schwierigen Entscheidungen in Notfällen. Die Förderung der neuen Generation von Ärztinnen und Ärzte durch Workshops und Bildungsprogramme ist eine gemeinsame Investition in die Zukunft, die jeder Patientin oder jedem Patient eine Versorgung auf höchstem Niveau garantiert.

Optomesh® SUPERULTRALIGHT

CHIRURGISCHES NETZ
ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG
VON HERNIEN



Die nicht resorbierbaren ultraleichten chirurgischen Netze Optomesh® SUPERULTRALIGHT bestehen aus transparenten und blauen Monofilament-Polypropylen-Garnen.

Die Netzimplantate Optomesh® SUPERULTRALIGHT beinhalten keine allogenen oder tierischen Substanzen.

Dieses Netz enthält blaue Orientierungslinien, die die Sichtbarkeit und Einlegung des Erzeugnisses im OP-Feld erleichtern.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:
Die chirurgischen Netze sind für Rekonstruktionseingriffe zur Verstärkung der Weichgewebe bei abdominalen Hernien empfohlen, d.h.:

- primäre und chronische Hernien,
- postoperative Hernien,
- Leisten- und femorale Hernien,
- Nabelhernien.

Optomesh® SUPERULTRALIGHT wird für die Behandlung von Hernien mit kleinen Bindegewebsdefekten (Faszien) empfohlen – ein Produkt speziell für Hernien mit kleinen Bauchpforten.

CHIRURGISCHES NETZ ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON HERNIEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-OPSL-006	80 x 130	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPSL-007	100 x 100	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPSL-008	100 x 160	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPSL-010	150 x 200	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OPSL-011	150 x 150	1 Stk.	10 Verp.

Blau markierte Artikel-Nr. kennzeichnen Produkte mit blauen Orientierungslinien.

Tricobelt

BAUCHHERNIENGÜRTEL

Durch seine Konstruktion unterstützt das Produkt die Bauchmuskeln während der täglichen Aktivität und verhindert postoperative Hernien sowie die Erweiterung von bestehenden Bauchwandhernien.

Das Produkt wird empfohlen zur Verwendung nach Bauchoperationen, zur Versorgung von bestehenden Hernien, zur Unterstützung der Bauchmuskulatur während täglicher Aktivitäten und im Verlauf von Degenerations- und Entzündungskrankheiten der Lendenwirbelsäule.

BAUCHHERNIENGÜRTEL, **UNSTERIL**

Artikel-Nr.	Größe	Bezeichnung	Verpackung	Versandverpackung
MB-152-TB24-00S	S	24 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB24-00M	M	24 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB24-00L	L	24 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB24-0XL	XL	24 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB24-2XL	XXL	24 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB20-00S	S	20 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB20-00M	M	20 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB20-00L	L	20 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB20-0XL	XL	20 cm	1 Stk.	7 Verp.
MB-152-TB20-2XL	XXL	20 cm	1 Stk.	7 Verp.

Optomesh® 3D

CHIRURGISCHES NETZ
FÜR DIE BEHANDLUNG
VON LEISTENHERNIEN



Die nicht resorbierbaren chirurgischen Netze Optomesh® 3D sind räumlich strukturierte Erzeugnisse und bestehen aus transparenten und blauen Monofilament-Polypropylen-Garnen.

Erhältlich in vier Varianten*:

- Rechts, Größe S/M,
- Rechts, Größe L,
- Links, Größe S/M,
- Links, Größe L.

* Größe S/M ca. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm
Größe L ca. 16,5 x 11,5 x 5,5 cm

Die Implantate Optomesh® 3D enthalten blaue Orientierungslinien, um die Implantation des Erzeugnisses im Operationsfeld zu erleichtern und sind frei von allogenen oder tierischen Substanzen.

Ebenfalls im Sortiment: Optomesh® 3D ist ein räumlich strukturiertes chirurgisches Netz, das auf die Anatomie der Patient:innen zugeschnitten ist. Es ein innovatives chirurgisches Produkt, das auf der Grundlage der Computertomographie entwickelt wurde und die Auswahl der idealen Form ermöglicht, die den anatomischen Strukturen der Leiste der Patient:innen entspricht.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:
Chirurgienetze werden für Rekonstruktionseingriffe zur Ergänzung und/oder Stärkung von verlorenem Gewebe im Fall von Leistenhernien empfohlen, sowohl bei primären Leistenhernien als auch bei Rückfällen.

CHIRURGIENETZ FÜR DIE BEHANDLUNG VON LEISTENHERNIEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Variante	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-OP3D-001	Rechts, Größe S/M	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OP3D-002	Rechts, Größe L	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OP3D-003	Links, Größe S/M	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OP3D-004	Links, Größe L	1 Stk.	10 Verp.
MB-271-OP3D-005	Rechts, auf den Patienten zugeschnitten	1 Stk.	-
MB-271-OP3D-006	Links, auf den Patienten zugeschnitten	1 Stk.	-



Besuchen Sie unsere Website:
mpc.tzmo-global.com/de

Optomesh® STOMA

CHIRURGISCHES NETZ
FÜR DIE BEHANDLUNG
VON PARASTOMALEN HERNIEN



Die nicht resorbierbaren, ultraleichten chirurgischen Netze Optomesh® STOMA bestehen aus transparenten und blauen Monofilament-Polypropylen-Garnen. Das Erzeugnis ist in der Größe 195 mm x 195 mm erhältlich, wobei das Chirurgieteam die Möglichkeit hat, die Abmessungen während der Implantation zu ändern, um die Form an die individuelle Anatomie der Patient:innen anzupassen. Die Netzimplantate beinhalten keine allogenen oder tierischen Substanzen. Das Netz Optomesh® STOMA enthält blaue Orientierungslinien, die die Sichtbarkeit und Einlegung des Erzeugnisses im OP-Feld erleichtern.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:
Chirurgienetze sind für die Anwendung während der chirurgischen kausalen oder prophylaktischen Behandlung bei Auftreten von parastomalen Hernien bestimmt.

CHIRURGIENETZ FÜR DIE BEHANDLUNG
VON PARASTOMALEN HERNIEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-OPST-001	195 x 195	1 Stk.	10 Verp.

"Eureka aus Łódź" 2018



Auszeichnung in der Kategorie "Technologie"
für die folgenden Produkte:

Optomesh® ULTRALIGHT,
Dallop® NM ULTRALIGHT
und Gynäkologie-Netze G-Mesh®.

G-Mesh®

GYNÄKOLOGISCHES NETZ
ZUR CHIRURGISCHEN BEHANDLUNG
VON BECKENBODENSENKUNG



Die nicht resorbierbaren Gynäkologie-Netze bestehen aus Monofilament-Polypropylen-Garnen. Die zwei spitz zulaufenden Enden des Netzes können mit Leichtigkeit durch den Applikator gezogen werden. Die Implantate beinhalten keine allogenen oder tierischen Substanzen.

Das G-Mesh® Netz ist in drei Varianten erhältlich:

- Variante Posterior 2 – zweiarmiges Netz,
- Variante Anterior 4 – vierarmiges Netz,
- Variante Posterior 6 – sechsarmiges Netz.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:
Empfohlen bei der rekonstruktionschirurgischen Behandlung der Beckenbodensenkung (Pelvic Organ Prolapse, POP).
Die Entscheidung über die Implantationsmethode trifft die Fachärztin oder der Facharzt, aber empfohlen wird es für Patientinnen mit folgenden Symptomen:

- Typ Posterior 2 und Porsterior 6 für Patientinnen mit Rektozele oder Enterozele,
- Typ Anterior 4 für Patientinnen mit Zystozele,
- Typ Posterior 6 für Patientinnen mit Gebärmuttersenkung oder Scheidengewölbesenkung nach Hysterektomie.







GYNÄKOLOGISCHES NETZ ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON BECKENORGANPROLAPS, **STERIL**

	Artikel-Nr.	Größe	Einzelverpackung	Versandverpackung
①	MB-271-GMP2-001	Posterior 2	1 Stk.	20 Verp.
②	MB-271-GMA4-001	Anterior 4	1 Stk.	10 Verp.
③	MB-271-GMP6-001	Posterior 6	1 Stk.	10 Verp.



Dallop® NM ULTRALIGHT • Dallop® NM

UROLOGISCHES BAND
ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG
VON HARNINKONTINENZ





Mehr auf dallop-nm.de

Die nicht resorbierbaren urologischen Bänder bestehen aus einem transparenten (Dallop® NM) oder aus blauem und transparentem (Dallop® NM Ultralight) Monofilament-Polypropylen-Garn.
Dallop® NM ULTRALIGHT enthält eine blaue Orientierungslinie entlang seiner kompletten Länge, die die Sichtbarkeit im OP-Feld erleichtert und seine Identifikation ermöglicht, falls die Spannung zu verbessern ist.
Das Erzeugnis ist mit blauen Verlängerungen ausgerüstet, was die Anbringung mit dem Applikator vereinfacht.
Die Implantate beinhalten keine allogenen oder tierischen Substanzen.

Erhältlich in steriler Ausführung (EO).

Indikation:

Die urologischen Bänder werden zur Anwendung während chirurgischer Eingriffe zur Behandlung der Belastungsinkontinenz empfohlen. Die Produkte sind für die Implantation mit folgenden Methoden bestimmt:

- Tension free Vaginal Tape (TVT),
- Trans Obturator Tape (TOT),
- Tension Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O).

UROLOGISCHES BAND ZUR CHIRURGISCHEN BEHANDLUNG VON HARNINKONTINENZ DALLOP® NM ULTRALIGHT, STERIL

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-TNMU-001	300	1 Stk.	5 Verp.
MB-271-TNMU-002	450	1 Stk.	5 Verp.


Blau markierte Artikel-Nr. kennzeichnen Produkte mit blauen Orientierungslinien.


UROLOGISCHES BAND ZUR CHIRURGISCHEN BEHANDLUNG VON HARNINKONTINENZ DALLOP® NM, STERIL

Artikel-Nr.	Größe (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-271-TNMS-004	450	1 Stk.	5 Verp.
MB-271-TNMS-003	600	1 Stk.	5 Verp.

APPLIKATOREN

HILFSINSTRUMENTE
BEI DER CHIRURGISCHEN BEHANDLUNG
VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN





Mehr auf dallop-nm.de

Applikatoren sind unsterile chirurgische Mehrweginstrumente aus martensitischem Edelstahl, die den Anforderungen der Normen für chirurgische Instrumente entsprechen.

Indikation:

Zur operativen Behandlung der weiblichen Belastungsharninkontinenz mit einer Aufschlüsselung der angewandten Methoden:

① Der TVT-Applikator ist ein Hilfsinstrument, das bei der TVT-Methode (Tension-Free Vaginal Tape) verwendet wird,
② Der TOT-Applikator ist ein Hilfsinstrument, das bei der TOT- "inside-out or outside-in"-Methode (Trans Obturator Tape) verwendet wird,
③ Das TOT-Applikator-Set besteht aus zwei Applikatoren, die vom Aufbau her identisch, jedoch einander gespiegelt sind (rechts- und linksdrehend). Es ist für die Anwendung der TOT- "inside-out or outside-in"-Methode (Trans Obturator Tape) vorgesehen,
④ Das TOT-Applikator-Set besteht aus zwei Applikatoren, die vom Aufbau her identisch, jedoch einander gespiegelt sind (rechts- und linksdrehend). Es ist für die TOT-"Outside-in"-Methode (Trans Obturator-Tape) vorgesehen.

ANMERKUNG
Die Applikatoren sind Mehrwegerzeugnisse, die unsteril zum Verkauf angeboten werden. Vor der ersten und jeder weiteren Anwendung muss das Produkt gereinigt und sterilisiert werden.

HILFSINSTRUMENTE ZUR OPERATIVEN BEHANDLUNG VON HARNINKONTINENZ, **UNSTERIL**

	Artikel-Nr.	für die Methode	Einzelverpackung	Versandverpackung
①	MA-292-XTVT-001	TVT	1 Stk.	5 Verp.
②	MA-292-XTOT-001	TOT	1 Stk.	5 Verp.
③	MA-292-ZTOT-003	TOT-Bausatz	2 Stk.	5 Verp.
④	MA-292-ZTOT-004	TOT-Bausatz	2 Stk.	5 Verp.

Codubix® S

SCHÄDELIMPLANTAT



Die Prothese für Schädelknochen besteht aus Polyester- und Polypropylengarn. Dank ihrer Verformbarkeit unterliegt die Prothese keiner mechanischen Beschädigung unter dem Einfluss äußerer Kräfte. Die physikalischen Eigenschaften der Prothese sind identisch mit denen des natürlichen Schädelknochens. Dazu gehören: hohe Festigkeit, niedriges spezifisches Gewicht, Hydrophobie (keine Flüssigkeitsabsorption), körperneutrale Materialien, gute Einheilung, keine Verschattung im Röntgenbild.

Steril erhältlich (STEAM).

Für die Kraniotomie bieten wir auch sterile chirurgische Sets an:
• MB-136-ZOL2-005 • MB-136-ZOL3-003 • MB-136-ZOL3-011

Indikationen:
Die gestrickte Prothese des Schädelknochens Codubix® S ist für die Auffüllung der Knochenverluste im Schädeldecken bestimmt.

Mehr auf codubix.de

PROTHESE FÜR SCHÄDELKNOCHEN CODUBIX® S, **STERIL**

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-272-KOCZ-S01	130	125	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOCZ-S02	134	110	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOCZ-S03	105	60	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOCZ-S04	75	75	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOCZ-S05	75	57	1 Stk.	5 Verp.

Wir bieten auch eine an die Anatomie der Patient:innen angepasste Schädelknochenprothese an, die auf der Grundlage der Analyse von Bilddaten aus einer Computertomographie (CT) mit einer speziell entwickelten Software hergestellt wird. Die Analyse der durch Computertomographie und Computermodellierung gewonnenen Bilder ermöglicht es uns, eine Matrize für die Formgebung von Codubix® S an die Patient:innen angepasst Schädelprothesen zu erstellen.


Die Implantation einer an die Patient:innen angepassten Prothese verbessert den Arbeitskomfort des Chirurgen, verkürzt die Operationszeit und den Blutverlust, was sich auf die Sicherheit der Erzeugnisanwendung auswirkt. Gleichzeitig bietet die Prothese einen optimalen kosmetischen Effekt. Der Einsatz von Computermodellen ermöglicht die Anfertigung einer individuell an die Kopfform der Patient:innen angepassten Schädelprothese.

PROTHESE FÜR SCHÄDELKNOCHEN CODUBIX® S AN DIE PATIENT:INNEN ANGEPASST, **STERIL**

Artikel-Nr.	Variante	Einzelverpackung
MB-272-KOCZ-S1C	<50 cm²	1 Stk.
MB-272-KOCZ-S2C	50-120 cm²	1 Stk.
MB-272-KOCZ-S3C	>120 cm²	1 Stk.
MB-272-KOCZ-S4C	angepasst	2 Stk.

Codubix® ORBITAL WALL

ORBITAKNOCHENPROTHESE





Die Prothese der Augenhöhlenknochen Codubix® ORBITAL WALL besteht aus Polypropylengarn. Die physikalischen Eigenschaften der Prothese sind identisch mit denen des natürlichen Augenhöhlenknochens. Dazu gehören: hohe Festigkeit, niedriges spezifisches Gewicht, Hydrophobie (keine Flüssigkeitsabsorption), körperneutrale Materialien. Die Prothese Codubix® ORBITAL WALL lässt sich während der Implantation leicht modellieren und ermöglicht eine problemlose Diagnostik ohne Artefakte zu verursachen.

Erhältlich in steriler (STEAM) Ausführung.

Indikationen:

Vorgesehen zur Ausfüllung von Knochenverlusten in der Augenhöhle (Jochbein-Kiefer-Augenhöhlen-Frakturen, isolierte Frakturen des Augenhöhlenbodens), die in Folge von Frakturen des mittleren Gesichtsschädelteils nach Unfällen und aus anderen Gründen entstanden sind.

Die Prothese der Augenhöhlenknochen Codubix® ORBITAL WALL in 3D-Version hat eine anatomische Form und ist als rechts- und linksseitige Version in jeweils drei Größen im Sortiment vorzufinden. Die Prothesen sind auch in Sets erhältlich.

PROTHESE DER AUGENHÖHLENKNOCHEN, **STERIL**

Artikel-Nr.	Größe	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-272-COKO-S01	4 x 5	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SLS	links S	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SLM	links M	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SLL	links L	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SPS	rechts S	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SPM	rechts M	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SPL	rechts L	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SLZ	links S, M, L	3 Stk.	5 Verp.
MB-272-COKO-SPZ	rechts S, M, L	3 Stk.	5 Verp.

Auch im Sortiment: an die individuelle Anatomie und die Form des Defekts angepasste Augenhöhlenknochenprothesen MB-272-COKO-SCT.

Codubix® S RIBS

PROTHESE
ZUM FÜLLEN VON DEFEKTEN
IN DER THORAXWAND





Die Prothesen für ausgedehnte Verluste in der Thoraxwand werden mit der Stricktechnik aus Polyester- und Polypropylengarn hergestellt. Sie zeichnen sich aus durch hohe Festigkeit, niedriges spezifisches Gewicht, Hydrophobie (keine Flüssigkeitsabsorption), körperneutrale Materialien und eine gute Einheilung. Die Prothese lässt sich während der Implantation leicht modellieren und ermöglicht eine problemlose Diagnostik ohne Artefakte zu verursachen.

Erhältlich in steril (STEAM).

Indikationen:

Vorgesehen zur Ausfüllung von Fragmenten der Thoraxwand nach Behandlung primärer und metastasierender Neoplasmen innerhalb dieser Struktur und infiltrierenden nicht-kleinzelligen Lungenneoplasmen.

PROTHESE ZUR AUSFÜLLUNG VON BRUSTWANDEFEKTEN, CODUBIX® S RIBS, **STERIL**


Artikel-Nr.	Größe (mm)	Variante	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-272-KOZE-S01	250 x 20	R	1 Stk.	10 Verp.
MB-272-KOZE-S02	250 x 200	R	1 Stk.	10 Verp.
MB-272-KOZE-S03	250 x 65	R	1 Stk.	10 Verp.
MB-272-KOZE-S04	200 x 125	R	1 Stk.	10 Verp.
MB-272-KOZE-S05	31 x 63 x 53	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S06	30 x 76 x 70	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S07	42 x 91 x 81	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S08	28 x 44 x 93	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S09	30 x 60 x 117	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S10	34 x 71 x 130	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S11	42 x 79 x 133	B	1 Stk.	5 Verp.
MB-272-KOZE-S12	37 x 89 x 161	B	1 Stk.	5 Verp.


R – Rippenprothese, B – Brustbeinprothese

Farbige chirurgische Retraktionsbänder

Codoloops®

FARBIGE CHIRURGISCHE MARKIERUNGSSCHLINGEN







Die farbigen chirurgischen Retraktionsbänder dienen zur Fixierung und Isolierung der während der Operation präparierten Strukturen. Sie werden aus Polyesterfasern in einer speziellen Webtechnik hergestellt, bei der die Seitenränder des Bandes nach innen gedreht werden. Dies verhindert das Ausfasern der Schnittkanten. Die farbigen Retraktionsbänder Codoloops® werden in drei Breiten und vier Farben angeboten: weiß, gelb, rot und blau.

TRICOMED

Erhältlich in steriler (R) Ausführung.

Indikation:

Es empfehlt sich, die Retraktionsbänder nach folgender arblicher Kodierung zu verwenden:

- rot – Arterien,
- blau – Venen,
- gelb – Harnwege,
- weiß – Nerven.

FARBIGE CHIRURGISCHE RETRAKTIONSBÄNDER, **STERIL**

Artikel-Nr.	Variante	Freie Länge (mm)	Einzelverpackung	Versandverpackung
MB-274-CR2B-001	blau	2 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR2R-001	rot	2 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR2W-001	weiß	2 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR2Y-001	gelb	2 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR3B-001	blau	3 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR3R-001	rot	3 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR3W-001	weiß	3 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR3Y-001	gelb	3 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR4B-001	blau	4 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR4R-001	rot	4 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR4W-001	weiß	4 x 900	10 Stk.	5 Verp.
MB-274-CR4Y-001	gelb	4 x 900	10 Stk.	5 Verp.

TRICOMED



11-MAN-27UL-010/DE/08.2026

CITONET

szpital specjalistyczny
matopat

matopat

TZMO
GROUP

tzmo-global.com
matopat-global.com
tricomed.com