Matoset Matodrape

QUALITÄT VIELSEITIGKEIT SICHERHEIT

matopat



OPERATIONSSAAL

TZMO GROUP

QUALITÄT

VIELSEITIGKEIT

SICHERHEIT





In einem kompletten OP-Set sind alle für die Durchführung des jeweiligen chirurgischen Eingriffs erforderlichen Elemente **enthalten**




- Abdeckung des OP-Felds
- Abdeckungen und Bezüge für medizinische Geräte
- Elemente zur Arbeitsorganisation:
  - Bänder
  - Organizer
  - Taschen
  - Flüssigkeitsauffangbeutel
  - Beutel für Abfälle
- OP-Bekleidung:
  - Kittel
  - Sets
  - Handschuhe
  - Hauben
  - Masken
- Verbandmaterial
- Biomaterialien
- chirurgische Instrumente:
  - aus Metall und Kunststoff
- Zusatzelemente:
  - Behälter
  - Spritzen und Nadeln
  - Drains
  - Flaschen

Die Verwendung der Matodrape- und Matoset-Sets führt zu einer Steigerung der Effizienz im Operationssaal.

Die Sets sind:

- **steril**,
  was das Risiko von
  Krankenhausinfektionen minimiert,
- **Einwegprodukte**,
  wodurch die Kosten für das erneute Waschen,
  Bügeln und Sterilisieren entfallen,
  die bei Mehrwegprodukten üblich sind,
- **in ihrer Zusammensetzung auf den jeweiligen Eingriff abgestimmt**,
  was das medizinische Personal entlastet,
  da es nicht mehr die einzelnen Bestandteile
  zusammenstellen muss, und somit die
  Vorbereitungszeit für den Eingriff verkürzt,
- **vollständig**, was die Anzahl der
  Zwischenverpackungen reduziert;
  dies sorgt für mehr Sicherheit und verringert
  die Abfallmenge.

Barrierelaminate*
in den Abdeckungen verwendet:



TF Blue Basic
2-lagiges Laminat





L2 Blue Special
2-lagiges Laminat



L3 Blue Comfort
3-lagiges Laminat

plus





PLUS – eine zusätzliche saugfähige Schicht mit besonderen Absorptionseigenschaften, die im kritischen Bereich des Haupttuchs eingesetzt wird und Blut, während des Eingriffs verwendete Flüssigkeiten sowie Körperflüssigkeiten hervorragend verteilt. Die Flüssigkeiten verteilen sich in alle Richtungen, sogar auf einer senkrechten Fläche. Eine zusätzliche saugfähige Schicht erhöht die Gesamtabsorptionsfähigkeit der Abdeckungen und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie weich und im OP-Feld leicht zu verlegen sind.

** Barriere gegen Flüssigkeitsdurchdringung und Eindringen von Mikroorganismen gemäß der Norm EN 13795*

Matodrape

-Sets, bestehend aus Abdeckungen, Zubehör und Bekleidung




Matoset

-Sets, die folgendes enthalten können: Abdeckungen, Zubehör, Bekleidung sowie Instrumente und Verbandmaterial



Erweiterte TAG-Etiketten



1 Produktgruppe

2 Set-Name

3 Set-Bestandteile

4 technologische Symbole


5 Medizinprodukt

6 Nummer der benannten Stelle, die das Set zertifiziert*

7 Zusatzinformationen

8 4 Aufkleber (TAGs) zum Einkleben in die Dokumentation

9 Hersteller



* Die im Katalog vorgestellten Produkte sind von der benannten Stelle TÜV Nord zertifiziert und tragen das CE-Zeichen mit der Kennnummer 2274. (Die CE-Kennzeichnung am Einzeletikett betrifft keine Produkte mit Zusatzverpackung).

Praktische Doppelverpackung mit Spender



Der Katalog enthält das Standardangebot. Das Haupttuch des Sets ist sowohl in den Ausführungen Blue Basic, Blue Special als auch Blue Comfort erhältlich. Es besteht auch die Möglichkeit, aus einer breiten Palette an Komponenten ein Set zusammenzustellen, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson.

Inhaltsverzeichnis

	KOPF- UND HALSCHIRURGIE	9-12
	OPHTHALMOLOGIE	13-14
	GEFÄßCHIRURGIE	17-22
	ALLGEMEINCHIRURGIE	23-32
	ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE	33-44
	GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE	45-58
	UROLOGIE	59-64
	BEKLEIDUNG	67-70

Legende der Bezeichnungen

■ Die Bezeichnung des Rohstoffs für das Haupttuch finden Sie im Produktindex, z. B.:


MA-991-ZOTM-013	SMS-Vliesstoff
MB-991-ZOTF-003	Blue Basic Laminat
MB-991-ZOL2-042	Laminat L2
MB-136-ZOL3-010	Laminat L3
MB-135-ZOMI-008	aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt (MIX)
MA-136-ZOPE-001	PE-Folie

■ Farben der Komponenten:

- Abdeckung des OP-Felds
- Bezüge, Abdeckungen, Zubehörteile
- Bekleidung
- Verbandmaterial
- Biomaterialien
- Werkzeuge, Zubehör

■ Verpackungsarten:

Blister (BLI)	Weichblister-Verpackung aus medizinischem Papier und transparenter Folie
Papier-Folien-Beutel (PFB)	Beutel aus medizinischem Papier und transparenter Folie
Tyvek®-Folie (Tyvek®)	Eine sehr strapazierfähige Verpackung für schwerere Sets aus dem synthetischen Tyvek®-Material und transparenter Folie




KRANIOTOMIE

OPERATION AM KOPF/HALS

SCHILDDRÜSENCHIRURGIE

LARYNGOLOGIE

OPHTHALMOLOGIE






matopat

KOPF- UND HALSCHIRURGIE

OPHTHALMOLOGIE


KRANIOTOMIE





Matodrape

MB-136-ZOL2-005	Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm × 25 cm, mit **Operationsfolie und Flüssigkeitsauffangbeutel***	240 cm × 200 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	60 cm × 50 cm	2
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2




plus

Matoset

MB-991-ZOL3-028	Blue Comfort Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 30 cm x 20 cm, mit **Operationsfolie, Flüssigkeitsauffangbeutel und saugfähiger Schicht**	300 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	60 cm × 50 cm	4
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Klettband	2 cm × 25 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
G	Abdeckung für Lampengriff	5 cm × 14 cm	2
H	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	7,5 cm × 7,5 cm	50
I	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse**	10 cm × 20 cm	8
J	4-lagige **Vlieskompresse,** 40 g/m², mit RTG-Kontrastfaden	7,5 cm × 7,5 cm	50
K	**Neurochirurgische Kompresse aus** 100 % Baumwolle, 4-lagig, mit RTG-Kontrastfaden – 10 Stück auf einer Kartonunterlage	1,5 cm × 10 cm	1
L	17-fädiges 6-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden	45 cm × 45 cm	1
M	**Schwamm zum Reinigen von Elektroden**	5 cm × 5 cm	1
N	**Plastikbehälter**	700 ml	1
O	**Skalpellklingenhalter** mit Heftpflaster	10 cm × 5 cm	1
P	**Spritze 2-teilig L**	20 ml	2
Q	**Skalpellklinge**	Nr. 11	1
R	**Skalpellklinge**	Nr. 24	1
S	**Scalpfix-Kopfhautclip aus Kunststoff** (Packung mit 10 Stück)	–	2


OPERATION AM KOPF/HALS



Matodrape


MB-135-ZOL2-117	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 15 cm x 10 cm und Heftpflaster		240 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1

SCHILDDRÜSENCHIRURGIE



Matodrape


MB-135-ZOL2-020	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster		240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 63 cm × 7 cm und Heftpflaster		240 cm × 150 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2



Matodrape


MB-135-ZOL3-020	Blue Comfort	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster		240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 63 cm × 7 cm und Heftpflaster		240 cm × 150 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	4

LARYNGOLOGIE




Matodrape

	MB-135-ZOTF-010	Blue Basic	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm und Heftpflaster			240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** (zum Einschlagen des Sets)			180 cm × 150 cm	1
C	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-120	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm			210 cm × 150 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
C	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-085	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 8 cm x 6 cm und Heftpflaster			210 cm × 150 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Abdeckung des OP-Felds			145 cm × 80 cm	1
D	Bezüge, Abdeckungen, Zubehörteile			9 cm × 50 cm	2



Matoset


	MA-991-ZOA2-079	Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 11 cm × 11 cm × 11 cm und Heftpflaster		250 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Klettband		2 cm × 25 cm	1
D	OP-Kittel Standard		XL	1
E	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**		10 cm × 10 cm	10
F	Nadel		0,8 mm × 40 mm	1
G	Spritze 3-teilig LL		10 ml	1
H	Skalpellklinge		Nr. 15	1
I	Yankauer-Saugansatz CH24 mit Saugdrain CH25		Länge 350 cm	1



Matoset


	MA-991-ZOA2-113	Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm und Heftpflaster		200 cm × 150 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Klettband		2 cm × 25 cm	1
D	Zellstoffhandtuch		50 cm × 40 cm	4
E	OP-Kittel Standard		L	1
F	OP-Kittel Standard		XL	1
G	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden		7,5 cm × 7,5 cm	10
H	Schwamm zum Reinigen von Elektroden		5 cm × 5 cm	1
I	Plastikbehälter		250 ml	1
J	Spritze 2-teilig L		20 ml	1
K	Drain zum Absaugen des OP-Felds CH24		Länge 300 cm	1

OPHTHALMOLOGIE



Matoset


	MC-991-ZESB-273 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 8 cm x 6 cm und Heftpflaster	75 cm × 75 cm	1
B	**Tuch** Blue Basic	90 cm × 75 cm	1
C	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse**	5 cm × 5 cm	3
D	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	20 cm × 20 cm	3
E	17-fädiger **bohnenförmiger Mulltupfer**	9,5 cm × 9,5 cm	3
F	**Barraquer-Lidsperrer aus Metall für Erwachsene,** geschlossene Enden	4 cm	1
G	**Plastikbehälter**	60 ml	2
H	**Spritze 3-teilig L**	3 ml	1
I	**Postoperativer Verband Fixopore S**	6,5 cm × 9,5 cm	1
J	**Kunststoffinstrument zum Abmessen der Injektionsstelle mit Spitzen von 3,5 mm bis 4,0 mm**	8 cm	1



Matoset


	MA-991-ZOTM-013 SMS PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm × 7 cm, mit **Operationsfolie und Schlitz in der Folie**	90 cm × 80 cm	1
B	**Einschlagtuch**	90 cm × 75 cm	1
C	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	5
D	17-fädiger **Mull-Augenverband**	5 cm × 6 cm	1
E	**Barraquer-Lidsperrer aus Metall für Erwachsene**, geschlossene Enden	4 cm	1
F	**Plastikbehälter**	125 ml	1
G	**Spritze 2-teilig L**	10 ml	1
H	**Spritze 2-teilig L**	2 ml	1
I	**Pean-Klemme aus Kunststoff**	13 cm	1
J	**Kunststoffstäbchen mit Viskosekopf, 4 mm**	15 cm	1
K	**Kunststoffinstrument zum Abmessen der Injektionsstelle mit Spitzen von 3,5 mm bis 4,0 mm**	8 cm	1

OPHTHALMOLOGIE




Matoset

	MA-991-ZESA-564 MIX PFB	Größe	Stück
A	SMS-Tuch mit Öffnung von 10 cm × 7 cm, mit Operationsfolie und Schlitz	90 cm × 80 cm	1
B	Folien-Vliesstoff-Tuch	90 cm × 75 cm	1
C	OP-Kittel Standard	M	1
D	Vlieskompresse 40 g/m²	5 cm × 5 cm	10
E	17-fädiger 1-lagiger Augenverband	5 cm × 6 cm	1
F	Barraquer-Lidsperrer aus Metall für Erwachsene, geschlossene Enden	4 cm	1
G	Anatomische Metallpinzette	9 cm	1
H	Anatomische Plastikpinzette	13 cm	1
I	Kunststoffstäbchen mit Viskosekopf 4 mm	15 cm	1



Matoset

	MA-991-ZOA2-002 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung von 8 cm, mit Operationsfolie und Tasche	150 cm × 150 cm	1
B	Einschlagtuch	150 cm × 120 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Armlehnenbezug mit Gummiband	60 cm × 40cm	1
E	OP-Kittel Standard	M	2
F	Vlieskompresse 40 g/m²	7,5 cm × 7,5 cm	5
G	Augenverband 17-fädiger 2-lagiger	5 cm × 6 cm	1
H	Dreieckige Augenspatel	7 cm	10
I	Kunststoff-Augenschutz	8 cm × 6,5 cm	1
J	Spritze 3-teilig LL	3 ml	1
K	Spritze 3-teilig LL	5 ml	2
L	Spritze 3-teilig LL	20 ml	1
N	Pean-Klemme aus Metall	13 cm	1
O	Plastikbehälter	60 ml	2



ANGIOGRAFIE

VARIZEN-OP

SCHRITTMACHERIMPLANTATION

KARDIOCHIRURGIE

UNIVERSELL

THORAKOTOMIE

LAPAROTOMIE

LAPAROSKOPIE

WIRBELSÄULE

KNIEARTHROSKOPIE


HÜFT-OP

VERTIKALES SET

SCHULTER-OP

OP DER OBEREN EXTREMITÄT

HAND-/FUßCHIRURGIE







matopat


GEFÄßCHIRURGIE

ALLGEMEINCHIRURGIE

ORTHOPÄDIE
UND TRAUMATOLOGIE




ANGIOGRAFIE



plus

Matodrape


	MA-135-ZOL2-274 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit 2 ovalen und 2 runden Öffnungen, mit **saugfähiger Schicht, Operationsfolie und einer Folienbahn**	350 cm × 250 cm Öffnungen: 12 cm × 7 cm, 10 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Unterlage Seni Soft Basic	40 cm × 60 cm	1
D	Plastikbehälter	250 ml	1
E	Plastikbehälter	500 ml	1
F	Kunststoffspatel mit Schwamm für die Desinfektion des OP-Feldes	18,5 cm	2



Matoset

	MA-991-ZOA2-030 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit 2 Öffnungen von 8 cm, die mit Operationsfolie ausgekleidet sind	320 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** z otworem owalnym 8 cm x 6 cm i przylepcem	90 cm × 75 cm	1
C	**Tuch** mit 2 Heftpflastern	90 cm × 75 cm	2
D	**Tuch**	90 cm × 75 cm	2
E	**Tuch** (zum Einschlagen des Sets)	150 cm × 90 cm	1
F	Rechteckige Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	17÷71 cm × 91 cm	1
G	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	33÷112 cm × 56 cm	1
H	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	30÷72 cm × 36 cm	1
I	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
J	Plastikbehälter	250 ml	3
K	Tupferklemme aus Kunststoff	19 cm	1

ANGIOGRAFIE




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-473 PLUS Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit 2 ovalen und 2 runden Öffnungen, mit **saugfähiger** Schicht, Operationsfolie und Folienbahnen	350 cm × 240 cm Öffnungen: 12 cm × 7 cm, 12 cm	1
B	Einschlagtuch	200 cm × 180 cm	1
C	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4
D	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	2
E	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(55 ÷ 162 cm) × 81cm	1
F	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	40
G	OP-Kittel Perfect	L	1
H	OP-Kittel Perfect	XL	1
I	Tupferklemme aus Kunststoff	19 cm	1
J	Plastikbehälter für Kabel*	2500 ml	1
K	Plastikbehälter	500 ml	1
L	Plastikbehälter	250 ml	1
M	Spritze 3-teilig LL	10 ml	2
N	Spritze 3-teilig LL	20 ml	2
O	Chirurgisches Sicherheitsskalpell	Nr. 11	1
P	Tuchklemme aus Kunststoff	7 cm	1

* Ein Behälter dieser Art ermöglicht die Trennung der Kabel während des Eingriffs

ANGIOGRAFIE




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-224 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit zwei ovalen Öffnungen 10 cm × 15 cm, mit **Heftpflastern und saugfähiger Schicht**	320 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	1
D	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(30 ÷ 72 cm) × 36 cm	1
E	Schilddrüsenschutz aus Vliesstoff	45 cm × 40 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	1
G	OP-Kittel Standard	L	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
I	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	50
J	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	50 cm × 50 cm	4
K	Nadel	0,8 mm × 40 mm	1
L	upferklemme aus Metall	19 cm	1
M	Plastikbehälter	250 ml	3
N	Spritze 2-teilig L	20 ml	1
O	Spritze 3-teilig LL	20 ml	1


ANGIOGRAFIE



plus

Matoset


	MA-991-ZOL2-574 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit 2 ovalen Öffnungen 12 cm × 7 cm und 2 runden Öffnungen 12 cm, mit **saugfähiger Schicht, Operationsfolie und Folienbahnen**	370 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4
D	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	55÷162 cm × 81cm	1
E	OP-Kittel Standard	XL	1
F	OP-Kittel Perfect	XL	1
G	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	50
H	Plastikbehälter	500 ml	1
I	Plastikbehälter	250 ml	1
J	Spritze 2-teilig L	10 ml	1
K	Spritze 3-teilig LL	20 ml	2
L	Kunststoffspatel mit Schwamm für die Desinfektion des OP-Feldes	18,5 cm	1
M	Chirurgisches Sicherheitsskalpell	Nr. 11	1



Matodrape


	MB-135-ZOL2-045 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 63 cm × 7 cm und Heftpflaster	240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 180 cm	1
C	Tuch	200 cm × 180 cm	1
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

VARIZEN-OP



Matoset


	MA-991-ZOTF-020 Blue Special/Blue Basic PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt und Heftpflaster	240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 150 cm	1
C	Tuch	75 cm × 75 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	OP-Kittel Standard	L	1
F	OP-Kittel Standard	XL	1
G	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	10 cm × 10 cm	50
H	Elastische Binde	15 cm × 5 m	2



Matoset

	MA-991-ZESB-210 Blue Basic PFB	Größe	Stück
A	Tuch	150 cm × 120 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	Abdeckung für Lampengriff	5 cm × 14 cm	1
D	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	13 cm × 244 cm	1
E	OP-Kittel Standard	L	1
F	OP-Kittel Standard	XL	2
G	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	50
H	Elastische Binde	15 cm × 5 m	4
I	17-fädiges 4-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden und Band	45 cm × 45 cm	6
J	Skalpellklinge	Nr. 11	1
K	Runder Plastikbehälter	125 ml	2
L	Postoperativer Verband Fixopore S	10 cm × 8 cm	1

SCHRITTMACHERIMPLANTATION




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-654 Blue Specjal Tyvek®	Größe	Stück
A	Tuch mit 2 Öffnungen von 12 cm, mit Operationsfolie und saugfähiger Schicht	320 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 50 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(22 ÷ 60 cm) × 30 cm	1
E	Rechteckige Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(17 ÷ 71 cm) × 91 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
H	OP-Kittel Perfect	L	1
I	OP-Kittel Perfect	XL	1
J	17-fädige 8-lagige Mullkompresse mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	50
K	Plastikbehälter	125 ml	2
L	Kunststoffspatel mit Schwamm für die Desinfektion des OP-Feldes	14 cm	2
M	Chirurgisches Sicherheitsskalpell	Nr. 10	1

KARDIOCHIRURGIE




plus

Matodrape

	MB-136-ZOL3-016 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit 2 Öffnungen von 14 cm, mit Operationsfolie, saugfähiger Schicht, Tasche und Folienbahn*	325 cm × 250 cm	1
B	Tuch (zum Einschlagen des Sets)	150 cm × 120 cm	1


* Die transparente Folienbahn schützt, beeinträchtigt aber nicht das Sichtfeld

UNIVERSAL-SETS




Matodrape

	MB-135-ZOTF-011	Blue Basic	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster			200 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster			180 cm × 180 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster			90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOTF-015	Blue Basic	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster			240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster			180 cm × 150 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster			90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
F	OP-Kittel Standard			L	1
G	OP-Kittel Standard			XL	1




Matodrape

MB-135-ZOL2-024	Blue Special	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster		240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster		180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster		90 cm × 75 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-025	Blue Special	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster		240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster		180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster		90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2




plus

Matodrape

MA-135-ZOL2-353	Blue Special	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht**		240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht**		200 cm × 180 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht**		90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2

UNIVERSAL-SETS




Matodrape

	MB-135-ZOL2-082 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	**Zweikammer-Folientasche** mit Bügel* und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
H	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
I	OP-Kittel Perfect	L	1
J	OP-Kittel Perfect	XL	2

* Der Bügel ermöglicht eine bessere Anpassung der Öffnung






plus

Matodrape

	MA-135-ZOL2-718 Blue Special BLI	Größe	Stück
A	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	4
H	Kabelordner*	15 cm × 10 cm	2


* Der Ordner hilft dabei, die Kabel zu ordnen und zu halten

UNIVERSAL-SETS



Matodrape

	MB-135-ZOL3-028 Blue Comfort BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	4




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-383 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	200 cm × 180 cm	1
C	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Selbsthaftendes Klettband	2 cm × 25 cm	2
H	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4
I	**Zweikammer-Folientasche** mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
J	Abdeckung für Lampengriff	5 cm × 14 cm	2
K	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	30 cm × 30 cm	6
L	Skalpellklingenhalter	10 cm × 5 cm	1
M	Schwamm zum Reinigen von Elektroden	5 cm × 5 cm	1
N	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
O	Runder Plastikbehälter	250 ml	1


UNIVERSAL-SETS



Matodrape

	MA-135-ZOTF-033 Blue Basic BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2


THORAKOTOMIE



Matodrape


	MB-135-ZOL2-042 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Ausschnitt, 60 cm x 30 cm, mit Heftpflaster	300 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 90 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

LAPAROTOMIE



Matodrape


	MB-135-ZOL2-009	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm x 20 cm und Heftpflaster			300 cm × 240 cm	1
B	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2



Matodrape

	MB-136-ZOL3-005	Blue Comfort	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm x 10 cm, die mit Operationsfolie ausgekleidet ist			340 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	4

LAPAROSKOPIE




Matodrape

	MB-135-ZOL2-046	Blue Special	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 28 cm × 19 cm × 20 cm und Heftpflaster			300 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	**Zweikammer-Folientasche** mit Bügel* und Heftpflaster			42 cm × 35 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2

* Der Bügel ermöglicht eine bessere Anpassung der Öffnung


LAPAROSKOPIE



plus

Matodrape


MA-135-ZOL2-437	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 34 cm x 30 cm, mit Heftpflaster und **saugfähiger** Schicht		300 cm × 230 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
E	Kabelordner mit Heftpflaster		15 cm × 10 cm	2
F	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster		42 cm × 35 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-048	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 34 cm x 30 cm, mit Heftpflaster und **integrierten** Beinschützern*		260 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster		42 cm × 35 cm	2
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2


* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen



Matodrape

MB-135-ZOL3-038	Blue Comfort	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 28 cm × 19 cm × 20 cm und Heftpflaster		300 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Einkammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster		40 cm × 30 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	4

LAPAROSKOPIE





plus


Matoset

	MA-991-ZOA2-107 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
D	**Tuch mit saugfähiger Schicht** und Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
E	**Instrumententischbezug Mayo**	145 cm × 80 cm	1
F	**Tuch** (zum Einschlagen des Sets)	200 cm × 150 cm	1
G	**Zweikammer-Folientasche** it Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
H	**Folienabdeckung** ür Leitungen medizinischer Geräte	18 cm × 244 cm	1
I	**Zellstoffhandtuch**	50 cm × 40 cm	3
J	**Medizinischer Klebestreifen**	9 cm × 50 cm	2
K	**Selbsthaftendes Klettband**	2 cm × 25 cm	2
L	**OP-Kittel Standard**	L	1
M	**OP-Kittel Perfect**	XL	3
N	**17-fädige** 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
O	**Drain zum Absaugen des OP-Felds**	CH30 dł. 350 cm	1
P	**Veress-Nadel**	14G × 120 mm	1
Q	**Tupferklemme aus Kunststoff**	19 cm	1
R	**Postoperativer Verband Fixopore S**	5 cm × 7,2 cm	2
S	**Postoperativer Verband Fixopore S**	10 cm × 8 cm	3
T	**Skalpellklinge**	Nr. 10	1
U	**Skalpellklinge**	Nr. 11	1
V	**Skalpellklinge**	Nr. 20	1
W	**Runder Plastikbehälter**	500 ml	1
X	**Rechteckiger Plastikbehälter**	42 cm × 34 cm × 2,7 cm	1
Y	**Spritze 2-teilig L**	10 ml	1
Z	**Optischer Trokar mit Kanüle**	5 mm × 100 mm	1
AA	**Universelle Kanüle für Trokar**	5 mm × 100 mm	1
AB	**Optischer Trokar mit Kanüle**	12 mm × 100 mm	1
AC	**Universelle Kanüle für Trokar**	12 mm × 100 mm	1

LAPAROSKOPIE








plus

Matoset

MA-991-ZOA2-175	Blue Special	Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung und Heftpflaster, 2 Taschen und **saugfähiger Schicht**; Öffnung von 34 cm x 30 cm		300 cm × 230 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
D	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte		13 cm × 244 cm	1
E	Zellstoffhandtuch		50 cm × 40 cm	2
F	Selbsthaftendes Klettband		2 cm × 25 cm	1
G	Kabelordner		15 cm × 10 cm	2
H	**17-fädige** 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden		10 cm × 10 cm	20
I	**20-fädiges** 4-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden		45 cm × 45 cm	2
J	**17-fädiger haubenförmiger Mulltupfer** mit RTG-Kontrastfaden		26 cm × 82 cm	3
K	Tupferklemme aus Kunststoff		24 cm	1
L	Postoperativer Verband Fixopore S		5 cm × 7,2 cm	4
M	Runder Plastikbehälter		500 ml	1
N	Nadelzählbox		11 cm × 5,5 cm × 3,5 cm	1
O	Klingenloser Trokar mit Kanüle		5 mm × 100 mm	2
P	Universelle Kanüle für Trokar		5 mm × 100 mm	1
Q	Optischer Trokar mit Kanüle		12 mm × 100 mm	1


LAPAROSKOPIE



Matoset

	MA-991-ZOA2-089 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
C	**Tuch** mit Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	18 cm × 244 cm	2
G	Zellstoffhandtuch	40 cm × 30 cm	4
H	Dreikammer-Folientasche für Instrumente	50 cm × 30 cm	1
I	Selbsthaftendes Klettband	2 cm × 25 cm	2
J	OP-Kittel Standard	L	1
K	OP-Kittel Standard	XL	1
L	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	7,5 cm × 7,5 cm	40
M	17-fädiges 4-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden und **Band**	45 cm × 45 cm	3
N	Redon-Drain mit RTG-Kontrast	CH16 dł. 70 cm	1
O	Monopolarer Handgriff mit 2 Tasten, Flachelektrode und Kabel	3 m	1
P	Chirurgisches Sicherheitsskalpell	Nr. 11	1
Q	Runder Plastikbehälter	250 ml	1
R	Runder Plastikbehälter	1000 ml	1
S	Postoperativer Verband Fixopore S	15 cm × 8 cm	3
T	Urinbeutel	2000 ml	1


WIRBELSÄULE



Matoset


	MA-991-ZOA2-021 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, die mit Operationsfolie ausgekleidet ist, mit Flüssigkeitsauffangbeutel*	320 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	2
C	**Tuch** mit Heftpflaster	90 cm × 75 cm	2
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
F	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	1
G	Selbsthaftendes Klettband	2 cm × 25 cm	1
H	Runde Geräteabdeckung aus Folie mit Gummiband	(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	1
I	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	1
J	17-fädige 12-lagige Mullkompresse mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
K	17-fädiger kugelförmiger Mulltupfer	40 cm × 40 cm	3
L	Drain zum Absaugen des OP-Felds	CH25 Länge 300 cm	1
M	Yankauer-Saugansatz	CH24	1
N	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
O	Pean-Klemme aus Metall	12,5 cm	2
P	Nadelhalter aus Metall	15 cm	1
Q	Gebogene chirurgische Metallschere stumpf-stumpf	15 cm	1
R	Chirurgische Pinzette	15 cm	1
S	Runder Plastikbehälter	250 ml	1
T	Chirurgisches Skalpell	Nr. 11	1

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten




Matodrape

	MB-135-ZOTF-001	Blue Basic	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflastern			180 cm × 150 cm	1
B	**Tuch** mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflaste			180 cm × 150 cm	1
C	Gliedmaßenbezug			80 cm × 45 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	2



Matodrape

	MB-135-ZOL2-003	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 6 cm und **elastischem Element**			320 cm × 240 cm	1
B	Gliedmaßenbezug			75 cm × 37 cm	1
C	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2




plus

Matodrape

	MA-135-ZOL2-436	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 6 cm, **elastischem Element und saugfähiger Schicht**			320 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Gliedmaßenbezug			75 cm × 37 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2


KNIEARTHROSKOPIE



Matodrape

	MB-135-ZOL2-004	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung von 6 cm, elastischem Element und Flüssigkeitsauffangbeutel*			320 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Gliedmaßenbezug			75 cm × 37 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit einem Ventil zum Ablassen von Flüssigkeiten




Matodrape

	MB-135-ZOL3-004	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung von 6 cm, elastischem Element und Flüssigkeitsauffangbeutel*			320 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Gliedmaßenbezug			75 cm × 37 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen			9 cm × 50 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	4

* Beutel mit einem Ventil zum Ablassen von Flüssigkeiten


KNIEARTHROSKOPIE



Matoset

	MB-135-ZOL2-028 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung von 6 cm, elastischem Element und Flüssigkeitsauffangbeutel*	320 cm × 240 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	2
E	Gliedmaßenbezug	75 cm × 37 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
H	OP-Kittel Perfect	XL	1
I	OP-Kittel Perfect	XXL	2

* Beutel mit einem Ventil zum Ablassen von Flüssigkeiten




Matoset

	MA-991-ZOL2-490 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung von 6 cm, elastischem Element und Flüssigkeitsauffangbeutel*	320 cm × 240 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	1
E	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	2
F	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
H	Kabelordner	15 cm × 10 cm	1
I	Gliedmaßenbezug	75 cm × 37 cm	1
J	17-fädiger kugelförmiger Mulltupfer	50 cm × 50 cm	6
K	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
L	Runder Plastikbehälter	250 ml	1

* Beutel mit einem Ventil zum Ablassen von Flüssigkeiten


HÜFT-OP



Matodrape

	MB-135-ZOL3-017 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 100 cm × 20 cm und Heftpflaster	260 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	1
F	**Einkammer-Folientasche** mit Bügel* und Heftpflaster	40 cm × 30 cm	1
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	6
H	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	4

* Der Bügel ermöglicht eine bessere Anpassung der Öffnung




plus

Matodrape


	MA-135-ZOL2-439 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt, 100 cm x 20 cm, mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht**	260 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht**	240 cm × 150 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	120 cm × 37 cm	1
F	**Einkammer-Folientasche** mit Bügel* und Heftpflaster	40 cm × 30 cm	1
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	6
H	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

HÜFT-OP



Matodrape


	MA-135-ZOL2-435 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit 2 Öffnungen (10 cm × 15 cm) und **2 elastischen Elementen**	320 cm × 240 cm	1
B	**Tuch**	150 cm × 80 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	2
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	6



Matoset

	MA-991-ZOL3-160 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 100 cm × 20 cm und Heftpflaster	260 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	2
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Einkammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	40 cm × 30 cm	1
F	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	1
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
H	OP-Kittel Perfect	L	1
I	OP-Kittel Perfect	XL	2
J	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 20 cm	10
K	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	40
L	Elastische Binde	15 cm × 5 m	2
M	17-fädiger kugelförmiger Mulltupfer	30 cm × 30 cm	6
N	Runder Plastikbehälter	250 ml	2
O	Runder Plastikbehälter	500 ml	1


HÜFT-OP



plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-734 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 100 cm × 20 cm, mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht** 120 cm × 80 cm	260 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit saugfähiger Schicht und Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	2
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	1
F	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
G	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4
H	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	4
I	Abdeckung für Lampengriff	5 cm × 14 cm	2
J	17-fädiger kugelförmiger Mulltupfer	50 cm × 50 cm	6
K	Elastische Binde	15 cm × 5 m	1
L	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
M	Runder Plastikbehälter	250 ml	1





plus

Matodrape

	MA-135-ZOL2-615 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 100 cm × 20 cm, mit Heftpflaster und **saugfähiger Schicht** 120 cm × 80 cm	260 cm × 240 cm	1
B	**Tuch** mit saugfähiger Schicht und Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	Tuch	200 cm × 150 cm	1
D	Tuch	90 cm × 75 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
G	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	1
H	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
I	Zellstoffhandtuch	40 cm × 30 cm	4


VERTIKALES SET






Matodrape

	MA-136-ZOPE-003 PE PFB	Größe	Stück
A	**Vertikales Tuch** mit Öffnung (25 cm × 86 cm), **Operationsfolie**, 2 Taschen, Kabelordnern und **einem Flüssigkeitsauffangbeutel**	330 cm × 244 cm	1
B	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	4






Matodrape

	MA-136-ZOPE-002 PE PFB	Größe	Stück
A	**Vertikales Tuch** mit Öffnung (30 cm × 41 cm), **Operationsfolie**, 2 Taschen, Kabelordnern und **einem Flüssigkeitsauffangbeutel**	330 cm × 244 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

SCHULTER-OP




Matoset

	MA-991-ZOA2-144 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	Tuch mit Öffnung, elastischem Element 12 cm und Flüssigkeitsauffangbeutel*	400 cm × 225 cm	1
B	Tuch	90 cm × 75 cm	2
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	3
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 37 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
G	Selbsthaftendes Klettband	2 cm × 25 cm	2
H	Zellstoffhandtuch	40 cm × 50 cm	4
I	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
J	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	18 cm × 244 cm	1
K	OP-Kittel Perfect	L	1
L	OP-Kittel Perfect	XXL	2
M	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
N	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer** mit RTG-Kontrastfaden	30 cm × 30 cm	6
O	Elastische Binde	15 cm × 4 m	1
P	Drain zum Absaugen des OP-Felds	CH25 dł. 350 cm	1
Q	Schwamm zum Reinigen von Elektroden	5 cm × 5 cm	1
R	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
S	Runder Plastikbehälter	250 ml	1
T	Runder Plastikbehälter	500 ml	1

* Beutel mit einem Ventil zum Ablassen von Flüssigkeiten


SCHULTER-OP



Matodrape

	MB-135-ZOL2-049 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit U-förmigem Ausschnitt 60 cm × 7 cm und Heftpflaster	240 cm × 200 cm	1
B	**Tuch** mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	Tuch	180 cm × 150 cm	1
D	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
E	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Gliedmaßenbezug	75 cm × 37 cm	1
G	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
H	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2


OP DER OBEREN EXTREMITÄT



Matodrape


	MB-135-ZOL2-051 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 5 cm, elastischem Element und einem angeklebten Tuch 150 cm × 90 cm	260 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Gliedmaßenbezug	75 cm × 37 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

HAND-/FUßCHIRURGIE



Matodrape


	MB-135-ZOTF-014	Blue Basic	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 4 cm und **elastischem Element**			200 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** (zum Einschlagen)			180 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	OP-Kittel Standard			L	1
E	OP-Kittel Standard			XL	1



Matodrape


	MB-135-ZOL3-030	Blue Comfort	BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 4 cm und **elastischem Element**			300 cm × 240 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	4

HAND-/FUßCHIRURGIE



Matoset

	MA-991-ZOA2-056 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	Tuch mit elastischer Öffnung von 6 cm	320 cm × 240 cm	1
B	Tuch mit Heftpflaster	240 cm × 150 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Zellstoffhandtuch	40 cm × 30 cm	2
E	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
F	17-fädige 8-lagige Mullkompresse mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
G	17-fädiges 4-lagiges Mulltuch mit RTG-Kontrastfaden	45 cm × 45 cm	1
H	OP-Kittel Perfect	XL	2
I	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
J	Runder Plastikbehälter	250 ml	1
K	Spritze 3-teilig L	20 ml	1



GYNÄKOLOGISCHE OPERATION

GYNÄKOLOGISCHE LAPAROSKOPIE

ABDOMINOPERINEALER EINGRIFF

ENTBINDUNG

KAISERSCHNITT

NEUGEBORENE


UROLOGISCH-GYNÄKOLOGISCHE OPERATION

UROLOGISCHE OPERATION

NEPHROSTOMIE

ELEKTRORESEKTION DER PROSTATA

ZYSTOSKOPIE








matopat

GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

UROLOGIE




GYNÄKOLOGISCHE OPERATION



Matodrape


	MB-135-ZOL2-012	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm x 20 cm und Heftpflaster			200 cm × 180 cm	1
B	Tuch			90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch			190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Gliedmaßenbezug			120 cm × 75 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2



Matodrape

	MB-135-ZOL2-011	Blue Special	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm x 20 cm und Heftpflaster			200 cm × 180 cm	1
B	Tuch			90 cm × 75 cm	1
C	Gliedmaßenbezug			120 cm × 75 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff			40 cm × 20 cm	2


GYNÄKOLOGISCHE OPERATION



Matodrape-Set für laparoskopische gynäkologische Operationen

	MB-135-ZOL2-040 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit zwei Öffnungen von 28 cm × 20 cm × 19 cm und 15 cm × 10 cm (die untere Öffnung ist zusätzlich mit einer Klappe abgedeckt) und **integrierten Beinschützern***	265 cm × 180 cm	1
B	Tuch	90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen




Matoset

	MB-991-ZOL2-164 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm × 15 cm, mit Heftpflaster, **integrierten Beinschützern*** und einem Beutel mit Sieb	275 cm × 200 cm	1
B	Tuch	90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	1
F	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
G	OP-Kittel Perfect	L	1
H	OP-Kittel Perfect	XL	1
I	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
J	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	50 cm × 50 cm	3
K	**Blisterbehälter**	10 cm × 20 cm × 4 cm	1

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen


GYNÄKOLOGISCHE OPERATION



Matodrape

	MB-135-ZOL3-034	Blue Comfort BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 15 cm x 10 cm, mit Heftpflaster und integrierten Beinschützern*		245 cm × 180 cm	1
B	Tuch		90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	4

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen




Matoset

	MA-991-ZOL2-646	Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch mit 2 Öffnungen** (obere Öffnung 28 cm × 20 cm × 19 cm, untere Öffnung 15 cm × 10 cm, mit einer Klappe abgedeckt) mit integrierten Beinschützern		265 cm × 180 cm	1
B	Tuch (zum Einschlagen des Sets)		200 cm × 150 cm	1
C	Tuch		90 cm × 75 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
F	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster		42 cm × 35 cm	2
G	Zellstoffhandtuch		50 cm × 40 cm	2
H	OP-Kittel Comfort		XL	1
I	OP-Kittel Perfect		XL	2
J	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden		7,5 cm × 7,5 cm	5
K	Drain zum Absaugen des OP-Felds		CH20 Länge 300 cm	1

GYNÄKOLOGISCHE LAPAROSKOPIE









Matoset

	MB-991-ZOA2-110 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch mit 2 Öffnungen** (obere Öffnung 28 cm × 20 cm × 19 cm, untere Öffnung 15 cm × 10 cm, mit einer Klappe abgedeckt) mit integrierten Beinschützern	265 cm × 180 cm	1
B	Tuch (zum Einschlagen des Sets)	200 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
E	Selbsthaftendes Klettband	2 cm × 25 cm	1
F	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
G	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	18 cm × 244 cm	1
H	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	10
I	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	5 cm × 5 cm	20
J	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer** mit RTG-Kontrastfaden	30 cm × 30 cm	5
K	OP-Kittel Perfect	L	1
L	OP-Kittel Perfect	XL	2
M	Drain zum Absaugen des OP-Felds	CH25 Länge 350 cm	1
N	Schwamm zum Reinigen von Elektroden	5 cm × 5 cm	1
O	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1
P	Postoperativer Verband Fixopore S	10 cm × 8 cm	6
Q	Plastikbehälter	250 ml	1
R	Rechteckiger Plastikbehälter	42 cm × 34 cm × 2,7 cm	1
S	Chirurgisches Skalpell mit Schutzkappe	Nr. 15	1
T	Spritze 2-teilig L	10 ml	1
U	Optischer Trokar mit Kanüle	5 mm × 100 mm	1
V	Universelle Kanüle für Trokar	5 mm × 100 mm	1
W	Optischer Trokar mit Kanüle	12 mm × 100 mm	1
X	Trokar mit flacher Klinge und Kanüle	11 mm × 100 mm	1

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen

GYNÄKOLOGISCHE LAPAROSKOPIE






Matoset

	MB-991-ZOL3-294 MIX Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch mit 2 Öffnungen** (obere Öffnung 28 cm × 20 cm × 19 cm, untere Öffnung 15 cm × 6 cm, mit einer Klappe abgedeckt) **mit** Flüssigkeitsauffangbeutel und integrierten Beinschützern*	320 cm × 240 cm	1
B	Tuch	150 cm × 100 cm	1
C	Tuch	150 cm × 90 cm	1
D	Tuch	90 cm × 75 cm	1
E	Tuch mit Heftpflaster	60 cm × 50 cm	1
F	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
G	Zweikammer-Folientasche mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
H	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	2
I	Abdeckung für Lampengriff	5 cm × 14 cm	1
J	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
K	17-fädige 16-lagige Mullkompresse mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	20
L	Vlieskompresse 30g/m²	5 cm × 5 cm	2
M	OP-Kittel Perfect	L	1
N	OP-Kittel Perfect	XL	3
O	Puderfreier OP-Handschuh	7,0	2
P	Drain zum Absaugen des OP-Felds	CH30 Länge 300 cm	2
Q	Schwamm zum Reinigen von Elektroden	5 cm × 5 cm	1
R	Gebogene monopolare Schere	5 mm × 33 cm	1
S	Postoperativer Verband Fixopore S	10 cm × 6 cm	4
T	Skalpellklinge	Nr. 11	1
U	Antibeschlaglösung für Optik	5 ml	1
V	Plastikbehälter	1000 ml	1
W	Spritze 2-teilig L	5 ml	1

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen

ABDOMINOPERINEALER EINGRIFF






Matodrape

	MB-136-ZOL3-008 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit zwei Öffnungen (obere Öffnung 34 cm × 30 cm, mit **Operationsfolie**, ausgekleidet; untere Öffnung 15 cm × 10 cm, mit einer Klappe abgedeckt) und **integrierten Beinschützern***	260 cm × 240 cm	1
B	Tuch	90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	**Zweikammer-Folientasche** mit Bügel und Heftpflaster	42 cm × 35 cm	1
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	4

* integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen

ENTBINDUNG




Matodrape

	MB-135-ZOMI-011 MIX PFB	Größe	Stück
A	Tuch L2	130 cm × 90 cm	1
B	Tuch L2 (zum Einschlagen des Sets)	150 cm × 90 cm	1
C	Handtuch aus Vliesstoff	80 cm × 60 cm	2
D	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
E	Unterlage Seni Soft Super	60 cm × 60 cm	1
F	Flanelldecke*	160 cm × 75 cm	1
G	Baby-Mütze	38	1


* verschiedene Muster

ENTBINDUNG



Matodrape

	MB-135-ZOMI-008	MIX	PFB	Größe	Stück
A	**Tuch L2** punter das Gesäß mit einer Flüssigkeitsauffangtasche aus Laminat und einem Bügel			113 cm × 90 cm	1
B	**Tuch L3** (zum Einschlagen des Sets)			150 cm × 90 cm	1
C	Handtuch aus Vliesstoff			80 cm × 60 cm	1
D	Handtuch aus Vliesstoff			25 cm × 20 cm	6
E	Unterlage Seni Soft Super			90 cm × 60 cm	1
F	Unterlage Seni Soft Super			60 cm × 60 cm	1




Matoset

	MB-991-ZBS2-002	Blue Special	Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch L2** (zum Einschlagen des Sets)			150 cm × 90 cm	1
B	Gliedmaßenbezug			120 cm × 80 cm	1
C	Handtuch aus Vliesstoff			80 cm × 60 cm	1
D	Unterlage Seni Soft Super			90 cm × 60 cm	1
E	Flanelldecke*			160 cm × 75 cm	1
F	Baby-Mütze			38	1
G	Puderfreier Untersuchungshandschuh			M	2
H	4-lagige **Vlieskompresse**, 40 g/m²			7,5 cm × 7,5 cm	10
I	4-lagige **Vlieskompresse**, 40 g/m²			10 cm × 20 cm	5
J	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**			30 cm × 30 cm	5
K	Maßband zum Messen des Neugeborenen			68 cm	1
L	Nabelschnurklemme			–	2
M	Episiotomie-Schere aus Metall			14,5 cm	1
N	Nabelschnur-Schere aus Metall			10,5 cm	1
O	Tupferklemme aus Kunststoff**			24 cm	1
P	Nierenschale aus Plastik			700 ml	1

* * verschiedene Muster
** ideal zum Halten von Verbandmaterial


ENTBINDUNG



Matoset

	MB-991-ZOL2-192 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch L2** unter das Gesäß mit einer Flüssigkeitsauffangtasche und Bügel	113 cm × 90 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Tuch aus Kompressen-Vliesstoff	80 cm × 60 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	1
E	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
F	Vlieskompresse 40g/m²	10 cm × 10 cm	10

KAISERSCHNITT




Matodrape

	MB-136-ZOL2-003 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, die mit **Operationsfolie ausgekleidet** ist, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel*** und Kabelordnern**	325 cm × 250 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Unterlage Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten
** Kabelordner helfen dabei, Kabel und Drains zu ordnen und zu halten


KAISERSCHNITT



Matoset

	MA-991-ZOA2-036 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, die mit **Operationsfolie ausgekleidet** ist, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel*** **und integrierten Beinschützern**	270 cm × 200 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
E	Zellstoffhandtuch	50 cm × 40 cm	3
F	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	10
G	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 20 cm	20
H	17-fädiges 4-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden und Band	45 cm × 45 cm	4
I	OP-Kittel Standard	M	1
J	OP-Kittel Perfect	L	1
K	OP-Kittel Perfect	XL	1

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten




Matodrape

	MB-136-ZOL2-010 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, die mit **Operationsfolie ausgekleidet** ist, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel*** und Kabelordnern**	320 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Unterlage Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten
** Kabelordner helfen dabei, Kabel und Drains zu ordnen und zu halten


KAISERSCHNITT



Matodrape

	MB-136-ZOL2-015 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, die mit **Operationsfolie ausgekleidet** ist, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel*** und Kabelordnern**	320 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
E	OP-Kittel Perfect	L	1
F	OP-Kittel Perfect	XL	2

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten
** Kabelordner helfen dabei, Kabel und Drains zu ordnen und zu halten




Matodrape

	MB-136-ZOL3-001 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm x 32 cm, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel*** und Operationsfolie	325 cm × 250 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	4
E	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten


KAISERSCHNITT



Matoset

	MB-991-ZOL3-267	Blue Comfort Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm, mit **Flüssigkeitsauffangbeutel** und integrierten Beinschützern		300 cm × 200 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Tuch		150 cm × 100 cm	1
E	Tuch		150 cm × 90 cm	1
F	Tuch		90 cm × 75 cm	2
G	Handtuch aus Vliesstoff		80 cm × 60 cm	4
H	Medizinischer Klebestreifen		9 cm × 50 cm	1
I	Abdeckung für Lampengriff		5 cm × 14 cm	2
J	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden		10 cm × 10 cm	42
K	17-fädiges 8-lagiges **Mulltuch** mit RTG-Kontrastfaden und Band		45 cm × 45 cm	6
L	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer** mit RTG-Kontrastfaden		50 cm × 50 cm	3
M	OP-Kittel Perfect		L	2
N	OP-Kittel Perfect		XL	2
O	Puderfreier OP-Handschuh		7,0	4
P	2-Wege-Foley-Katheter aus Latex		16FR	1
Q	Tupferklemme aus Kunststoff		24 cm	1
R	Postoperativer Verband Fixopore S		10 cm × 30 cm	1
S	Plastikbehälter		500 ml	1
T	Nadelzählbox		11 cm × 5,5 cm × 3,5 cm	1
U	Chirurgisches Skalpell mit Schutzkappe		Nr. 22	1
V	Spritze 2-teilig L		5 ml	1
W	Urinbeutel		2000 ml	3

KAISERSCHNITT



Matodrape

	MA-136-ZOL2-115 L2/PE PFB	Größe	Stück
A	**Tuch mit Folienbahn;** mit Öffnung von 35 cm × 32 cm,die mit **Operationsfolie** ausgekleidet ist, **und mit Flüssigkeitsauffangbeutel***	330 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Unterlage Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit Ventilen zum Ablassen von Flüssigkeiten

NEUGEBORENE




Matodrape

	MB-135-ZOMI-010 MIX PFB	Größe	Stück
A	Unterlage Seni Soft Super	60 cm × 60 cm	1
B	Handtuch aus Vliesstoff	80 cm × 60 cm	2
C	Flanelldecke*	160 cm × 75 cm	1
D	Baby-Mütze	38	1


* verschiedene Muster

UROLOGISCH-GYNÄKOLOGISCHE OPERATION



Matoset


	MB-991-ZOL2-030 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm x 20 cm und Heftpflaster	200 cm × 180 cm	1
B	**Tuch** (zum Einschlagen des Sets)	150 cm × 90 cm	1
C	**Gliedmaßenbezug**	120 cm × 80 cm	2
D	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	10 cm × 10 cm	10
E	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer** mit RTG-Kontrastfaden	50 cm × 50 cm	5
F	**Tupferklemme aus Kunststoff**	19 cm	1



Matoset

	MA-991-ZESA-929 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm x 10 cm und Heftpflaster	200 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 80 cm	2
F	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
G	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	10
H	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	30 cm × 30 cm	5
I	17-fädiger 4-lagiger **Mullseton** mit RTG-Kontrastfaden	2 cm × 2 m	1
J	**Seton z gazy** 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG	5 cm × 1 m	1
K	Urologisches Band zur chirurgischen Behandlung von Harninkontinenz Dallop NM Ultralight	45 cm	1
L	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1

UROLOGISCH-GYNÄKOLOGISCHE OPERATION




Matoset

	MB-991-ZOL2-026 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** unter das Gesäß mit Flüssigkeitsauffangtasche aus Laminat und Bügel*	113 cm × 90 cm	1
B	Gliedmaßenbezug	130 cm × 40 cm	2
C	OP-Kittel Standard	L	1
D	17-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	10

* Der Bügel ermöglicht eine bessere Anpassung der Öffnung


UROLOGISCHE OPERATION



Matoset

	MA-991-ZES2-923 Blue Special Tyvek®	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm x 20 cm und Heftpflaster	200 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Gliedmaßenbezug	120 cm × 80 cm	2
E	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	2
F	Unterlage Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
G	17-fädige 16-lagige **Mullkompresse** mit RTG-Kontrastfaden	10 cm × 10 cm	10
H	17-fädiger **kugelförmiger Mulltupfer**	30 cm × 30 cm	5
I	17-fädiger 4-lagiger **Mullseton** mit RTG-Kontrastfaden	2 cm × 2 m	1
J	17-fädiger 4-lagiger **Mullseton** mit RTG-Kontrastfaden	5 cm × 1 m	1
K	Urologisches Band zur chirurgischen Behandlung von Belastungsharninkontinenz Dallop NM	45 cm	1
L	Tupferklemme aus Kunststoff	24 cm	1


UROLOGISCHE TUR-OPERATION



Matodrape

	MB-135-ZOL2-031 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit zwei Öffnungen von 5 cm und 4 cm, mit halbrunden Ausschnitten, elastischer Fingerhülle und **Beutel mit Sieb***	240 cm × 100 cm	1
B	Tuch	90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Gliedmaßenbezug	120 cm × 75 cm	2
F	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	4
G	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit Sieb zum Auffangen der Rückstände und mit einem Ventil zum Ablassen überschüssiger Flüssigkeiten




Matodrape

	MB-135-ZOL2-065 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit zwei Öffnungen von 5 cm und 4 cm, mit elastischer Fingerhülle, einem **Beutel mit Sieb*** sowie **integrierten Beinschützern****	215 cm × 180 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Instrumententischbezug Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Medizinischer Klebestreifen	9 cm × 50 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* Beutel mit Sieb zum Auffangen der Rückstände und mit einem Ventil zum Ablassen überschüssiger Flüssigkeiten
** integrierte Beinschützer – ein komplettes Tuch anstelle des Haupttuchs und zwei Beinbezügen

UROLOGISCHE TUR-OPERATION




Matoset

	MB-991-ZOTF-003 Blue Basic PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 10 cm × 20 cm, mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflaster*	180 cm × 75 cm	1
B	**Tuch** (zum Einschlagen)	130 cm × 90 cm	1
C	**Gliedmaßenbezug**	120 cm × 80 cm	2
D	**OP-Kittel Standard**	XL	1
E	17-fädige 8-lagige **Mullkompresse**	5 cm × 5 cm	10
F	**Tupferklemme aus Kunststoff***	24 cm	1

* ideal zum Halten von Verbandmaterial

UROLOGISCHE PCNL-OPERATION




Matodrape

	MB-135-ZOL3-023 Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 22 cm x 15 cm, mit Heftpflaster und **Flüssigkeitsauffangbeutel***	300 cm × 180 cm	1
B	**OP-Tischabdecktuch**	190 cm × 150 cm	1

* Der Bügel ermöglicht eine bessere Anpassung der Öffnung


NEPHROSTOMIE



Matoset

	MC-991-ZOL2-071 Blue Special PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 22 cm x 15 cm und Heftpflaster	180 cm × 170 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch	190 cm × 150 cm	1
C	Folienabdeckung für Leitungen medizinischer Geräte	15 cm × 250 cm	1
D	Einkammer-Folientasche mit Bügel* und Heftpflaster	40 cm × 30 cm	1
E	Handtuch aus Vliesstoff	40 cm × 20 cm	2
F	OP-Kittel Standard	L	1
G	OP-Kittel Standard	XL	1
H	Puderfreier OP-Handschuh	6,5	2
I	13-fädige 12-lagige **Mullkompresse**	7,5 cm × 7,5 cm	20

ELEKTRORESEKTION DER PROSTATA




Matodrape

	MB-135-ZOMI-003 Blue Basic PFB	Größe	Stück
A	**Tuch Blue Basic** mit Öffnung von 8 cm, Heftpflaster* und Schlitzen	240 cm × 180 cm	1
B	OP-Kittel Perfect	XL	1
C	Beutel mit Trichter-Sieb**	–	1


* Mit den Heftpflastern lässt sich das Tuch um die Beine der Patient:innen befestigen, sodass Hosenbeine entstehen
** Zur Befestigung vor der operierenden Ärztin oder dem operierenden Arzt, um Flüssigkeiten und Rückstände während des Eingriffs abzuführen

ZYSTOSKOPIE




Matodrape

	MB-135-ZOTF-002	Blue Basic BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm × 10 cm, mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflaster		180 cm × 75 cm	1
B	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
C	Gliedmaßenbezug		120 cm × 60 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-008	Blue Special BLI	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm × 10 cm, mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflaster		180 cm × 75 cm	1
B	Tuch		90 cm × 75 cm	1
C	OP-Tischabdecktuch		190 cm × 150 cm	1
D	Instrumententischbezug Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Gliedmaßenbezug		120 cm × 75 cm	2
F	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	2



Matodrape

	MB-135-ZOL3-006	Blue Comfort PFB	Größe	Stück
A	**Tuch** mit Öffnung von 20 cm × 10 cm, mit halbrundem Ausschnitt und Heftpflaster		180 cm × 75 cm	1
B	Tuch		90 cm × 75 cm	1
C	Gliedmaßenbezug		120 cm × 75 cm	2
D	Handtuch aus Vliesstoff		40 cm × 20 cm	4



OP-KITTEL

OP-BEKLEIDUNG



matopat

BEKLEIDUNG

MEHRWEG

EINWEG



OP-KITTEL



EINWEG



Matodress

- Konformität mit der Norm PN-EN 13795
- sichere und funktionale Konstruktion
- hohe Flüssigkeitsbarriere
- hohe Saugfähigkeit im kritischen Bereich
- hohe Reißfestigkeit

Einweg-OP-Kittel – **Matodress**

	Standardrisiko		Hohes Risiko	
Name	Standard 	Comfort 	Perfect 	Comfort HP 
Rohstoff	Polypropylen-Vliesstoff	baumwollähnlicher Vliesstoff	Polypropylen-Vliesstoff und Barrierelaminat	baumwollähnlicher Vliesstoff und Barrierelaminat
Farbvarianten				
Größen	M/115	L/125	XL/140	XXL/155
zusätzliche Versionen	 mit Handtüchern und zusätzlich in Krepppapier eingewickelt			

OP-KITTEL



MEHRWEG

Medidress

- Konformität mit der Norm PN-EN 13795
- sichere und funktionale Konstruktion
- hohe Flüssigkeitsbarriere
- hohe Saugfähigkeit im kritischen Bereich
- hohe Reißfestigkeit



Mehrweg-OP-Kittel – **Medidress**

	Standardrisiko	Hohes Risiko
Name	Standard 	Perfect 
Rohstoff	Polyestergewebe	Polyestergewebe und Barrierelaminat
Farbvarianten		
Größen	M/115 L/125 XL/140 XXL/155	




OP-BEKLEIDUNG

EINWEG



Matodress

- Konformität mit der Norm PN-EN 13795
- Antistatik
- hohe Reißfestigkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- attraktives und praktisches Design
- große Auswahl an Größen




Einweg-OP-Bekleidung – **Matodress**		
Name	OP-Bekleidungsset 	OP-Kleid 
Rohstoff	Polypropylen-Vliesstoff	
Farbvarianten		
Größen	XS/158 S/164 M/170 L/176; XL/182 XXL/188 XXXL/194	S/164 M/170 L/176 XL/182

MEHRWEG

Medidress

- Konformität mit der Norm PN-EN 13795
- Antistatik
- hohe Reißfestigkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- attraktives und praktisches Design
- große Auswahl an Größen



	Mehrweg-OP-Bekleidung – **Medidress**	
Name	OP-Bekleidungsset 	OP-Kleid 
Rohstoff	Polyestergewebe, Baumwoll-Polyester-Gewebe	
Farbvarianten		
Größen	XS-4XL / 158-164, 170-176, 182-188, 194-200	XS/158, S/164, M/170, L/176, XL/182, XXL/188

TZMO
GROUP

matopat

de.matopat-global.com

TRICOMED

tricomed.com

11-MAN-10KA-006/10.2026



TZMO
GROUP

tzmo-global.com
matopat-global.com